2019年最新版

基因表达手册

PCR

核酸制备 核酸纯化

表达系统的 选择

克隆

转化・插入 检测

质粒纯化

蛋白质纯化

从PCR到蛋白质纯化,Takara Bio

为您的基因表达提供全面支持。

本手册记载了

用于基因表达的相关产品的信息。

是您身边常备的手册!







p.3 - 4**PCR**

主要介绍2款推荐用于克隆的PCR酶【PrimeSTAR®】和【Tks Gflex™】

【PrimeSTAR®系列】保真性高,适用于长链或GC rich的模板的扩增、高速PCR缩短反应时间

【Tks Gflex™系列】该系列酶能够很好的扩增难扩增的序列、准确性较高

・ 关联产品: 反转录酶PrimeScript系列



核酸制备・核酸纯化

表达系统的选择

p.5 - 6

推荐用于PCR反应模板样品的制备及PCR反应后扩增产物的纯化,此处主要介绍【Spin Column】纯化 试剂盒。

- · 从细胞、组织、细菌、酵母菌、植物等提取基因组DNA
- · PCR产物的纯化及目的片段的切胶回收

p.7 - 10

大肠杆菌冷休克表达系统,短芽孢杆菌表达系统,人细胞表达载体,无细胞蛋白质合成系统,植物转化 用高表达载体等,配备了原理不同的各种蛋白质表达系统。

为获得效率高且回收量高的蛋白质,请选择最适合的表达系统或载体。


p.11-14 克降

目的DNA片段插入到任意载体的克隆操作,是基因工程实验中经常用到的基础技术之一。此处介绍了 标准的操作方法及高效无缝克隆In-Fusion方法。

- · 限制酶/连接试剂盒(标准方法) · TA克隆(不需要限制酶即可构建)
- · In-Fusion克隆(多个片段任意位置,不需要限制酶处理即可构建)



想要有效的进行基因克隆,感受态细胞的选择也是一个重要的 因素。请尝试使用【HST08】。推荐您同时使用操作简单且快 速的预混型PCR酶进行插入检测。



质粒纯化


转化・插入检测

p.16

根据实验目的,选择相应的产品。

- · 想用于miniprep(克隆、转化、测序等)
- · 想用于转染

· 用于Endotoxin free转染



蛋白质纯化

p.17-22

His-tag融合蛋白质纯化,已上线的产品包括树脂型的【TALON®系列】和使用新型膜技 术室温条件下短时间即可纯化的【Capturem™系列】。【Capturem™系列】同时也包含 基于Protein A原理的抗体快速纯化产品。





卷 首 特 集 【Time Saving】

缩短了克隆/蛋白质表达・纯化的时间

Time Saving产品介绍

【Time Saving产品】,只需将您现在使用的产品更换一下就可以缩短实验时间的产品。 想早一点知道结果并发表成果的您一定要尝试一下。

快速PCR酶缩短反应时间

★详见p.3

产品名称	包装量	Code No.
	50 μI反应 × 25 次	R045Q
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	50 μl反应 × 100 次	R045A
	50 μI反应 × 400 次	R045B (A×4)

特点

- · 利用酶自身的高Priming效率和特别添加的延伸因子,可大幅缩短退火时间和延伸时间, 实现了高速PCR反应(5秒/kb~)
- ・ 保真性位于Takara Bio PCR酶榜首



尤其适用于要求长片段、准确扩增的克隆用载体的扩增。且能<mark>大幅减少整个PCR反应的</mark>时间。

将用于克隆的时间缩短1天



产品名称	包装量	Code No.
In-Fusion® HD Cloning Kit	10 次	639648

特点

- · 进行PCR克隆时不需要使用限制酶进行酶切处理及连接操作。
- · In-Fusion反应时间仅15分钟。



与使用限制酶及连接反应试剂盒进行的克隆相比,反应时间约能缩短一天。成功率较高、从而减少了实验失败的重复时间。

仅需5分钟即可纯化His-tag融合蛋白质及抗体的Capturem™膜技术

★详见p.19-22

产品名称	包装量	Code No.
Capturem [™] His-Tagged Purification Miniprep Kit	20 次	635710
Capturem [™] Protein A Miniprep	12 次	635717

特 点

- ・ 使用Capturem™新型膜技术,小量样品纯化从上样至洗脱仅需要5分钟。
- · 柱床体积小,洗涤更彻底,并可实现高浓度洗脱。



大幅减少了蛋白质纯化所需的时间和精力。

同时配备收量多的Maxi类型,Large Volume类型和适用于高通量的96孔类型产品。

PCR

1 克隆的重中之重是保真性! 高保真PCR聚合酶PrimeSTAR®系列

【PrimeSTAR®】具有很强的3´→5´外切酶活性,保真性优于Takara Bio的其他任一种PCR酶。此外,该酶兼具很高的反应性能,可谓是克隆用PCR酶的理想选择。

该系列产品包括保真性高、且能快速进行PCR反应的【PrimeSTAR® Max】、能够扩增长链及GC rich样品的【PrimeSTAR GXL®】、无偏差基本型【PrimeSTAR® HS】等,请根据实验目的进行选择。

克隆用PCR酶的理想选择是【PrimeSTAR®】!

◆ 错误率低! PrimeSTAR®系列与其他各种PCR酶的保真性能的比较



错配率的计算方法: 以 GC rich、易发生碱基突变的T.thermophilus HB8 为模板,任选 10 个区域进行 PCR 扩增后,将各自的 PCR 产物克隆至载体,并对每种序列挑取复数的克隆进行测序确认碱基序列。以错配碱基数对总解析碱基数的比率来测定 mutation frequency (突变频率)。

◆ PrimeSTAR®系列的特点

酶	GC或AT rich 模板的扩增	延伸速度	模板添加量范围	扩增片段大小标准 (人基因组DNA)	PCR产物 末端形状	Hot Start
PrimeSTAR® HS	***	**	**	≤8.5 kb		
PrimeSTAR® Max	***	****	★★★ (★) *1	≤6 kb	平滑末端	
PrimeSTAR® GXL	****	★★★★ (★) *2	****	≤30 kb		

※1: 当延伸时间延长至1 min./kb时, 可以增加模板使用量。

※2: 当酶的使用量提高至2倍时,可进行延伸速度为10 sec./kb的高速PCR反应。


产品名称	包装量	Code No.
	50 μl反应 × 40 次	R050Q
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	50 μI反应 × 200 次	R050A
	50 μI反应 × 800 次	R050B (A×4)
	50 μI反应 × 40 次	R051S
PrimeSTAR® GXL Premix	50 μl反应 × 200 次	R051A
	50 μI反应 × 800 次	R051B (A×4)
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	50 μI反应 × 25 次	R045Q
	50 μl反应 × 100 次	R045A
	50 μI反应 × 400 次	R045B (A×4)
	50 U	R010Q
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase	250 U	R010A
,	1,000 U	R010B (A×4)
DrimaCTAD® LIC (Dramiy)	50 μI反应 × 40 次	R040Q
PrimeSTAR® HS (Premix)	50 μl反应 × 100 次	R040A
	125 U	R044Q
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase with GC Buffer	250 U	R044A
	1,000 U	R044B (A×4)

推荐

高保真酶PrimeSTAR®系列与In-Fusion HD Cloning Kit组合使用,能够大幅提高克隆效率。特别是使用可进行高速PCR反应的PrimeSTAR® Max,可大幅缩短反应时间,快速进行基因克隆。In-Fusion的详细内容请参考第13页。



2 使克隆更顺利的高性能PCR酶! Tks Gflex™ DNA Polymerase



Tks Gflex™ DNA Polymerase对于粗提样品、GC rich・AT rich、长链等难扩增序列也能够进行特异扩增,是扩增能力很强的PCR酶。通常多利用该酶的高反应性能做【扩增・检出】为目的的PCR,但是通过在α型Polymerase的基础上进行了改良,使得该酶的保真性提高(参考p.3图片),也适用于克隆实验。

对使用PrimeSTAR®扩增困难的目的序列进行克隆时,可以尝试使用Tks Gflex™ DNA Polymerase。

产品名称	包装量	Code No.
	50 U	R060Q
Tks Gflex™ DNA Polymerase	250 U	R060A
	1,000 U	R060B (A×4)


【关联产品】反转录酶【PrimeScript™系列】

能够进行良好克隆的另一个重要因素是PCR模板制备时反转录酶的选择。

PrimeScript RTase通过对酶自身及反应体系的改良,能够合成高品质的cDNA。

- 能够合成高品质的cDNA
- 具有很强的置换延伸活性

- 42℃反应(减少mRNA的降解)
- 高级结构的RNA也可以使用



以含有高级结构的28S ribosomal RNA为模板,使用PrimeScript RTase和A公司的反转录酶进行cDNA合成,比较相同PCR条件下合成的cDNA。

PrimeScript RTase显示了更好的灵敏度和扩增效率,cDNA收量较好。

- · 目的序列: 人28S ribosomal RNA(GC 70.6%、418 bp)
- · RT primer: Specific Primer
- · RT温度: PrimeScript 42℃、A公司50℃及55℃
- · 作为PCR模板的cDNA量: 从左侧条带开始, total RNA相当量分别为 500 fg、5 pg、50 pg、500 pg、5 ng、50 ng、500 ng。

产品名称	包装量	Code No.
反转录酶及相关cDNA合成试剂盒	·	
PrimeScript™ Reverse Transcriptase	10,000 U	2680A
PrimeScript™ II Reverse Transcriptase	10,000 U	2690A
PrimeScript™ II 1st strand cDNA Synthesis Kit	50 次	6210A
PrimeScript™ Double Strand cDNA Synthesis Kit	10 次	6111A
搭配高保真酶的RT-PCR Kit		
D. O. CATALLIA FOLIA DE DODICA	50 次	R023A
PrimeScript™ II High Fidelity RT-PCR Kit	200 次	R023B (A×4)
	50 次	R026A
PrimeScript™ II High Fidelity One Step RT-PCR Kit	200 次	R026B (A×4)

核酸制备・纯化


※ QUICK-Clone cDNA是指

cDNA (QUICK-Clone※等)

通过使用基因特异性引物能够进行目的基因PCR扩增的双链cDNA。QUICK-Clone cDNA是以高品质的Premium Poly A+ RNA为原料使用Oligo dT引物合成,去除了残存的RNA和小于400 bp的cDNA片段的双链cDNA,可直接用于PCR反应。详细内容请查阅Takara官网。

PCR扩增

PCR扩增片段的纯化



更多核酸制备及纯化产品请查阅Takara官网。



● 模板DNA简易提取试剂

◆ 可用于处理多个检测样本

- · 动物组织(小鼠尾)或植物组织、血液、土壤、菌体等起始,可简便制备PCR的模板。
- ・只需要添加一种试剂。95℃加热10分钟即可简易提取DNA。

产品名称	包装量	Code No.
MightyPrep reagent for DNA	20 ml	9182

● 提取高收量、高纯度的基因组DNA

- ◆ 动物组织、培养细胞、血液、革兰氏阴性细菌、植物组织(植物幼嫩的叶、茎、根等)等起始的基因组DNA 的有效制备
 - · 高效、快速、操作方便:不必液氮研磨,也可高效快速提取基因组DNA;提取的DNA完整性好,纯度高,可用于多种分子生物学实验。
 - ・适用于多种材料的DNA提取,如动植物组织、培养细胞、革兰氏阴性菌、全血。

产品名称	包装量	Code No.
TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0	50 次	9765

◆ 植物来源的高纯度、高收量基因组DNA的纯化

- ・操作简单、方便, DNA收量高、纯度好。
- · 适用性强, 适用于各种植物的各部分组织的DNA提取。

产品名称	包装量	Code No.
TaKaRa MiniBEST Plant Genomic DNA Extraction Kit	50 次	9768

● PCR反应液纯化

- ・回收率高:回收率高达70~95%。
- ·高效、快速、操作方便:全套操作只需15分钟便可完成。
- ·纯度高:可除去酶蛋白、DNA引物(小于65 mers 的引物都可以除去)、dNTP等。
- ・吸附核酸量大: 每次可纯化多至20 µg的DNA片段。
- ·纯化核酸范围大: 50 bp~20 kb。

产品名称	包装量	Code No.
TaKaRa MiniBEST DNA Fragment Purification Kit Ver.4.0	50 次	9761

● 切胶回收

- ·高效、快速、操作方便:溶胶能力很强,无需加热,在室温(15~25℃)条件下即可快速溶解凝胶,全套操作只需20分钟便可完成。
- ・含有pH指示剂:含有色彩鲜明的黄色pH指示剂,方便判断溶液的pH值是否适合与DNA制备膜结合。
- ・回收核酸范围大: 50 bp~20 kb。

产品名称	包装量	Code No.
TaKaRa MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0	50 次	9762



表达系统的选择

(蛋白质表达系统概览)

包含多种原理和结构不同的蛋白质表达系统,请根据目的蛋白质选择表达系统

- ▶短芽孢杆菌表达系统
- p.7
- 分泌表达、大量表达、活性蛋白质表达
- ▶ 大肠杆菌cold shock表达系统

p.8

可溶性表达、高效率、高纯度

推荐

▶人细胞表达载体

p.9

与常规方法相比表达量高约10倍的表达载 体(HEK293细胞系) ► 无细胞蛋白质合成系统 (人细胞来源)

p.9

1个反应管&1步反应, 高分子合成

- ▶植物转化用高表达载体
- p.10

包含双子叶植物、单子叶植物用高表达 产品

1 短芽孢杆菌表达系统【Brevibacillus Expression System】

- 分泌表达活性蛋白质 能够有效表达各种生物来源的酶和细胞因子,且已确认产物具有生物活性。
- 有效防止蛋白酶的分解作用 由于宿主菌的蛋白酶基因被敲除,目的蛋白质能够不被降解直接分泌到培养基上清中。
- 培养、操作简单 宿主菌很容易在一般的培养基中培养。由于菌体中的孢子基因被破坏,使用后很容易灭菌。

产品名称	概要	His-Tag	标签 切断	包装量	Code No.
Brevibacillus Expression System II	分泌表达系统:pNY326载体、pNCMO2载体、 感受态细胞套装	_	_	1 Kit	HB200
pNY326 DNA	在短芽孢杆菌内复制的质粒	_	_	10 µg	HB111
pNCMO2 DNA	可以在短芽孢杆菌与大肠杆菌之间穿梭的质粒	_	_	10 µg	HB112
pNY326-BLA DNA	对照载体	_	_	1 µg	HB114
pNC-HisT DNA		•	ТВ	10 µg	HB121
pNC-HisF DNA	短芽孢杆菌与大肠杆菌的穿梭质粒能够分泌表达 his-tag融合蛋白质	•	FXa	10 µg	HB122
pNC-HisE DNA		•	EK	10 µg	HB123
Brevibacillus Competent Cells	B. choshinensis SP3菌株的感受态细胞			100 µ g	HB116
pNI DNA	たこさでもて 芸 畑 昭 内 主 * ナ 共 / ナ	_	_	10 μg	HB131
pNI-His DNA	短芽孢杆菌细胞内表达载体 	•	EK	10 µg	HB132
BIC System	采用BIC法(<i>Bevibacillus In vivo</i> Cloning法) 的高效分泌表达系统。 产品包括4种载体(pBIC DNA Set)、control insert,感受态细胞	•	EK	1 Kit	НВ300
pBIC DNA Set	产品含分泌信号不同的4种载体,能进行分泌信号的优化,提高表达成功率,增加产量。	•	EK	1 Set	HB310

TB: Thrombin、FXa: Factor Xa、EK: Enterokinase


※短芽孢杆菌表达系统相关产品是Higeta公司的产品。



2 大肠杆菌Cold Shock表达系统【pCold™载体系列】

Cold Shock 表达系统是指

将37℃培养的大肠杆菌的培养温度调整到较低时,大肠杆菌将暂停生长,多数蛋白质的表达会降低,而被称为冷休克的蛋白质(CSPs)的表达会特异性增加。基于这个作用机制,Takara Bio公司与井上正顺教授(University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA)共同研究开发了冷休克蛋白质表达载体——pCold系列。与以往的大肠杆菌表达系统相比,能够高效获得高纯度的目的蛋白质。



冷休克系统具有以下优点:

- 仅需将培养液冷却至15℃即可高效诱导表达
- 同以往的大肠杆菌表达系统相比,可提高生产效率和可溶性表达
- 可以使用广泛的大肠杆菌作为宿主
- 可根据使用目的选择可溶性标签的种类及有无His-tag

冷休克表达的标准操作

在pCold载体的多克隆位点处插入目的 基因制备表达载体

表达载体转化大肠杆菌,在含有Amp的 LB培养基上筛选转化子

挑取阳性克隆植入含有50-100 μg/ml 氨苄青霉素的LB培养基中,37℃振荡 培养。

当培养液OD600达到0.4-0.5时,及时将培养液冷却至15℃,放置30分钟。
↓
加入终浓度0.1-1.0 mM的IPTG, 15℃振荡培养24小时。

集菌

注:不同目的蛋白质的最适培养、诱导条件(培养基、培养温度、通气搅拌条件、诱导的时机、诱导物的浓度、诱导后的培养时间)不同,请依实验需要研讨实验条件。

产品名称	可溶性标签	His 标签	切断标签 翻译序列(包装量	Code No.
pCold™ GST DNA	GST	•	Factor Xa (%1) 、 HRV 3C Protease (%2)	•	25 μg	3372
pCold™ ProS2 DNA	ProS2 (Protein S)	•	HRV 3C Protease (%2) 、 Thrombin (%2) 、Factor Xa (%2)	•	25 μg	3371
pCold™ TF DNA	TF (Trigger Factor)	•	HRV 3C Protease (%2) 、 Thrombin (%2) 、Factor Xa (%2)	•	25 µg	3365
pCold™ I DNA	-	•	Factor Xa (%1)	•	25 μg	3361
pCold™ II DNA	_		_	•	25 μg	3362
pCold™ III DNA	_	_	_	•	25 μg	3363
pCold™ IV DNA	_	_	_	_	25 µg	3364
pCold™ Vector Set				·	% 3	3360

※1: 去除His-Tag序列 ※2: 去除His-Tag及可溶性标签序列 ※3: pCold™ I~IV DNA 各5 μg


推荐 关联产品

- ・TaKaRa Competent Cells BL21 (Code No. 9126) ・・・表达用宿主推荐
- · Single Protein Production System (SPP System) (Code No. 3366~3370) · · · 同位素标记方便,标记的目的 蛋白质最多可达到新生蛋白质的90%。

表达系统的选择

3 人细胞(HEK293细胞系)表达载体【pHEK293 Ultra Expression Vector】

- HEK293 细胞系的瞬时高表达载体。
- 与以往使用CMV启动子的蛋白质表达载体相比,最高可产生10倍量的蛋白质。
- 2种类型产品可供选择
 - ·期望简便、高表达,推荐使用Vector |
 - ·期望更高表达时,推荐使用能够优化质粒混合比例的Vector II。
- 尤其适用于抗体药物及生物药物在开发阶段的筛选工作。



本系统使用HIV-1病毒来源的RNA序列【TAR】和反转录活性因子【Tat】来实现高表达(TAR-Tat表达系统)。Tat是一种RNA结合蛋白质,它通过与HIV RNA 5′末端茎环状的转录激活反应元件(TAR)相结合,进而激活HIV-1的转录,所以Tat和TAR的结合能够促进转录延伸。

本产品利用该原理,在目的蛋白质表达用载体与Tat表达用载体的5[°]非翻译区添加编码TAR的序列。使Tat蛋白质有效表达,从而大幅提高目的蛋白质的表达量。

	产品名称	产品内容	包装量	Code No.
操作简便,表达 量高	pHEK293 Ultra Expression Vector I	• pHEK293 Ultra Expression Vector I	20 μg	3390
可通过优化载体 比例实现更高水 平的表达	pHEK293 Ultra Expression Vector II	pHEK293 Ultra Expression Vector IIpHEK293 Enhancer Vector	各20 µg	3392

4 无细胞蛋白质合成系统 【Human Cell-Free Protein Expression System】

- 利用人源细胞提取物的无细胞蛋白质合成系统。
- 利用IRES序列、通过翻译增强因子的作用提高合成水平。
- 采用简便的单管反应。
- 可用于大于150 kDa的高分子蛋白质的合成。
- 若使用透析型的Maxi System,可进一步提高合成量。

产品名称	概要	精制 标签	切断标签	包装量	Code No.
Human Cell-Free Protein Expression System	包含有pT7-IRES 载体、T7 RNA Polymerase、Cell Lysate、 Mixture1,2,3的试剂盒	_	_	10 次	3281
Human Cell-Free Protein Expression Maxi System	透析同时进行蛋白质合成,提高合成量	_	_	5 次	3285
pT7-IRES His-N DNA		His		20 µg	3290
pT7-IRES His-C DNA	目的蛋白质与tag融合表达的 载体	His	Factor Xa	20 µg	3291
pT7-IRES Myc-N DNA	77/11	Мус		20 µg	3292




5 植物转化用高表达载体(改良版)【pRI 201 DNA系列】

- 含有Ri质粒的突变型复制起点(Ri ori)的双元载体
- 含有高拷贝的大肠杆菌ori,容易在大肠杆菌中复制
- 含有花椰菜花叶病毒(CaMV)35S启动子
- 采用ADH(Alcohol Dehydrogenase)基因来源的5[°]非翻译区(5[°]-UTR)(该区域具有翻译增强子的作用)实现了植物体内目的基因产物的高表达。
- 通过使用HSP(Heat Shock Protein)基因来源的terminator,可以使目的基因获得更高效的表达。

◆ 参考文献 ◆


pRI 201-AN与 Agrobacterium tumefaciens GV3101 MP90 组合用于 Nicotiana benthamiana 叶的蛋白质表达

Kimura S, *et al* ., The CBL-interacting protein kinase CIPK26 is a novel interactor of Arabidopsis NADPH oxidase AtRbohF that negatively modulates its ROS-producing activity in a heterologous expression system. *J Biochem*, (2013) 153: 191-195.



pRI 201-AN与 *Agrobacterium tumefaciens* GV3101 组合用于拟南芥的转化

Negishi T, et al., Tonoplast-and Plasma Membrane-Localized Aquaporin-Family Transporters in Blue Hydrangea Sepals of Aluminum Hyperaccumulating Plant. *PLoS One*, (2012) 7 (8): e43189.



产品名称	概要	包装量	Code No.
pRI 201-AN DNA	AN用于双子叶植物,ON用于单子叶植物,通过使用HSP terminator,与以往的pRI 101系列相比,能实现植物体内	10 µg	3264
pRI 201-ON DNA	目的基因更高的表达。	10 µg	3265
pRI 201-AN-GUS DNA	转化时作为阳性对照被广泛使用,是将GUS基因(β	10 µg	3266
pRI 201-ON-GUS DNA	-glucuronidase) 插入到pRI 201-AN及pRI 201-ON的 载体。	10 µg	3267

推荐 关联产品

植物转化用感受态细胞

Agrobacterium tumefaciens LBA4404 Electro-Cells (Code No. 9115)

克隆

首先,请选择合适的克隆方法

	In-Fusion克隆	TA克隆	酶切连接
	目的片段载体	3´A A 3´ T T 目的片段 + T T T	BamH I Hind III 目的片段 中 载体
成功率高的克隆	0		
多个片段一次克隆	0		
定向克隆	0		0
无酶切位点或者位 点不合适	0		
插入到任意载体的 任意位置处	0		
不需要限制酶的 克隆	0	0	
缩短克隆时间	0		
插入长链片段			0
注重成本		©	0

然后,检查选择克隆方法的详细操作

- ★选择In-Fusion克隆 → 请参见p.13-14
- ★进行限制酶/连接、TA克隆



实验目的		推荐产品	
限制酶/连接			
快速・高效率连接	\rightarrow	DNA Ligation Kit < Mighty Mix>	Α
平滑末端的连接	\rightarrow	Blunting Kination Ligation (BKL) Kit	В
长链(>10 kb)的连接	\rightarrow	TaKaRa DNA Ligation Kit LONG	С
TA克隆			
插入片段的3 [°] 末端含有dA	\rightarrow	Mighty TA-cloning Kit	D
插入片段是平滑末端需要添加dA	\rightarrow	Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR	Е

限制酶



请登录Takara官网首页,使用Takara限制酶识别序列检索工具



连接

向目的载体中插入目的基因是基因工程实验的基础。

igwedge DNA Ligation Kit <Mighty Mix>

1种反应液,操作简单

反复冻融后性能不受影响

适用于平滑末端和TA克隆

可在5分钟内完成连接反应


Blunting Kination Ligation (BKL) Kit

短时间内简便的克隆

PCR产物不需要做酶失活、未反应的dNTP及引物的去除处理。

J TaKaRa DNA Ligation Kit LONG

尤其适用于10 kb以上的长链片段的连接





产品名称	包装量	Code No.
DNA Ligation Kit < Mighty Mix>	1 Kit	6023
Blunting Kination Ligation (BKL) Kit	24 次	6127A
TaKaRa DNA Ligation Kit LONG	1 Kit	6024

TA克隆

使用 Tag DNA聚合酶为基础的PCR酶,通常在得到的扩增产物的3′末端会附有一个"A"碱基。 TA克隆,利用3´末端含有"T"碱基的T载体,与PCR产物的dA碱基突出部分互补进行简便的克隆。 (插入片段 5'末端不需要磷酸化。)

Mighty TA-cloning Kit

短时间的简便克隆

Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®

PrimeSTAR系列的 α型DNA聚合酶,由于酶自身含有很强的3´-5´外切酶活性,使用该系列酶得到的 PCR产物多数都是平滑末端,不能直接用于TA克隆。PrimeSTAR系列酶得到的扩增产物如果想用于 TA克隆需要在产物的3[°]末端添加"A"碱基。

本产品包含在PrimeSTAR系列酶扩增产物的3[°]末端简便的添加"A[°]碱基的试剂,由于同时包含Mighty TA-cloning Kit,也可以作为PrimeSTAR系列酶扩增产物专用的TA克隆试剂。

★ PrimeSTAR系列的基本的特点请见p.3。

产品名称	包装量	Code No.
Mighty TA-cloning Kit	20 次	6028
Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®	20 次	6019

克隆


In-Fusion 克隆

通过DNA片段末端带有15 bp的同源序列进行克隆的方法。

由于可以利用任意载体的末端序列进行克隆,该方法适用于所有载体,不需要添加多余的序列,且可以进行定 向克隆,是一种十分方便的技术。

进行PCR克隆时,不需要使用限制酶。

- ✓ 任意载体的任意位置都可以进行定向克隆。
- ✓ 短片段和长片段(50 bp-15 kb)都可以高效克隆。
- ✓ 可一次性插入多个DNA片段进行多片段克隆。
- ✓ 15分钟即可完成In-Fusion反应。



使用PCR进行In-Fusion克隆时,不需要使用限制酶或连接试剂盒。因此In-Fusion 克隆简单・便利!




In-Fusion反应的引物设计,可以使用网页免费版设计工具。 http://www.takarabiomed.com.cn

In-Fusion的实验例及使用例请见卷末特集(25、26页)的介绍。



◆ 以PCR为基础的In-Fusion克隆实验所需的时间缩短1天。



◆ 基本款In-Fusion试剂盒,高性价比的选择

产品名称	Code No.	包装量
In-Fusion® HD Cloning Kit	639648	10 Rxns
	639649	50 Rxns
	639650	100 Rxns

◆ 加强版In-Fusion试剂盒,高效克隆的一站式解决方案

In-Fusion克隆选择							
			In-Fusion HD附带产品				
产品名称	Code No.	纯化用试剂	纯化用Column	高效感受态细胞	高保真PCR酶		
		Cloning Enhancer	NucleoSpin	Stellar™ Competent Cell	CloneAmp™ HiFi PCR Premix		
In-Fusion® HD Cloning Kit	639648/49/50	-	-	-	-		
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Cloning Enhancer	639633/34/35	√	_	_	_		
In-Fusion® HD Cloning Kit w/NucleoSpin	639639/40/41	-	~	-	_		
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Competent Cells	639642/43/44	-	_	~	_		
In-Fusion® HD Cloning Plus	638909/10/11/20	-	~	~	~		
In-Fusion® HD Cloning Plus CE	638916/17/18/19	√	_	~	~		
In-Fusion® HD Cloning System	639645/46/47/92	_	√	~	-		
In-Fusion® HD Cloning System CE	639636/37/38/93	√	_	~	-		

^{*} In-Fusion® HD EcoDry™ Cloning Kit是一种冻干型(可在室温、干燥器内保存)的In-Fusion HD试剂盒。已分装于microtube中,可立即使用。 还有24次量型(8联管×3)和96次量型(96孔板)。

Cloning Enhancer

PCR产物为单一条带时将扩增产物直接用于In-Fusion 反应时的前处理试剂。通过前处理,能够使In-Fusion 不受PCR反应使用的引物、模板及dNTP的影响,而发挥最大的效果。

CloneAmp™ HiFi PCR Premix

准确性非常高的PCR酶。尤其适用于In-Fusion克隆用插入片段的PCR。本品在In-Fusion HD Cloning Plus系列产品中附带。

Stellar[™] Competent Cells

具有很高的转化能力的感受态细胞。对于长链DNA的转化也可以得到很高的效率,相比于含有同样基因型的感受态细胞形成菌落的速度更快。pUC系列质粒转化时,可以利用 β -半乳糖苷酶的 α - 互补性,通过添加X - Gal对重组体进行蓝白筛选。

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up

PCR产物为多条带时进行凝胶纯化的Spin-Column。

转化

高转化效率! E.coli HST08 Premium Competent Cells


感受态细胞的选择也是克隆能否成功的重要因素之一。使用常规克隆制备不同长度基因cDNA文库时或进行In-Fusion反应时,为提高成功率推荐使用【HST08】。

- 不仅适用于常规克隆, 也适用于长链DNA(10 kb以上)的克隆!
- 可用于甲基化DNA的克隆。
- 推荐用于cDNA文库及基因组文库的制备。

● 使用连接反应液进行转化的比较

分别使用DNA Ligation Kit < Mighty Mix > (Code No. 6023)以及TaKaRa DNA Ligation Kit LONG (Code No. 6024)进行2kb、20kb的DNA片段与pUC118 Hind III/BAP (Code No. 3324)的连接。将上述连接反应液分别转化各感受态细胞、涂布在含有氨苄抗性的LB(+X-Gal)培养基上,通过得到的白色克隆的数量比较转化效率。

无论转化2 kb还是20 kb的连接液,HST08的转化效率都是最高的,尤其是20 kb片段的克隆,可以看到明显的差距。



(数据来源于Takara Bio Inc.比较结果)

产品名称	包装量	Code No.
E. coli HST08 Premium Competent Cells	1 Set (100 μ I × 10)	9128
E. coli JM109 Competent Cells	1 Set (100 μ I × 10)	9052
E. coli DH5α Competent Cells	1 Set (100 μ I × 10)	9057

插入片段确认

简单方便! 可直接进行电泳

本系列产品是PCR反应用的DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的2倍浓度的混合物。使用时只需在制品溶液中加入模板和引物便可以进行PCR反应,大大简化了操作过程,减少了PCR操作过程中的污染。本系列制品中已含有电泳时所必需的色素试剂(蓝色和黄色色素),PCR反应后可以直接进行电泳。反应液为鲜艳的绿色(Emerald Green),电泳时指示效果明显,容易观察样品的电泳位置。本系列制品扩增性能强,保存稳定性好。

使用本系列制品扩增得到的PCR产物的3 '端附有一个 "A"碱基,因此可直接克隆于T-Vector中。



Premix Taq[™] (TaKaRa Taq[™] Version 2.0 plus dye)

- ・以 A DNA 为模板,可以很好地扩增 8 kb 的 DNA 片段
- ・以人基因组 DNA 为模板,可以很好地扩增 3 kb(p53 基因)的 DNA 片段。

Premix $Taq^{TM}(Ex Taq^{TM} Version 2.0 plus dye)$

- ・以 A DNA 为模板,可以很好地扩增 20 kb 的 DNA 片段
- ·以人基因组 DNA 为模板,可以很好地扩增 3 kb (p53 基因)的 DNA 片段。

Premix Tag[™] (LA Tag[™] Version 2.0 plus dye)

- ・以 A DNA 为模板,可以很好地扩增 28 kb 的 DNA 片段
- ・以人基因组 DNA 为模板,可以很好地扩增 17.5 kb(β-Globin gene)的 DNA 片段。



产品名称	包装量	Code No.
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0 plus dye)	50 μI反应 × 40 次/120 次	RR901Q/A
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)	50 μI反应 × 40 次/120 次	RR902Q/A
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0 plus dye)	50 μI反应 × 20 次/60 次	RR903Q/A

质粒纯化



产品名称	包装量	Code No.
TaKaRa MiniBEST Plasmid Purification Kit Ver.4.0	50 次	9760

本试剂盒全套操作只需1小时便可完成。可以1~4 ml LB培养基过夜培养的菌液中纯化得到1~20 μ g的高纯度质 粒DNA。



产品名称	包装量	Code No.
TalkaDa MidiDECT Foods from Dispersid Devisionation Wit	25 次	9783
TaKaRa MidiBEST Endo-free Plasmid Purification Kit	10 次	9783S

使用本试剂盒可从100 ml LB培养基过夜培养菌液中纯化得到200 μ g的高纯度无内毒素质粒DNA(内毒素含量 <0.1 EU/ μ g)。

蛋白质纯化

以下介绍纯化His-tag融合蛋白质的制品和使用Protein A进行抗体纯化的制品。
Takara Bio不仅销售高质量的His-tag融合蛋白质纯化用TALON®树脂和快速、简单的Capturem™
Spin Column,同时也销售抗体纯化用的Capturem™ Spin Column。请依据您的实验目的进行选择。

◆ His-tag融合蛋白质纯化用

	特点	收量	所需时间	简便度
TALON® 系列树脂 → p.17-18	丰富的产品线,纯度高、收量高	20 mg protein / ml resin	60~120 min	***
Capturem™ His-Tagged → p.19-20	操作简单且短时间内 即可完成His标签蛋白 质纯化	Lie mg protein / maxi column	5∼30 min	****


◆ 抗体纯化用

	特点	收量	所需时间	简便度
Capturem [™] Protein A → p.21-22	操作简单且短时间内即可完成抗体纯化	0.3 mg protein / mini column 2.5 mg protein / maxi column 0.3 mg protein / well (96 well) 0.4 mg protein / well (24 well)	5∼15 min	****
Capturem [™] Protein G → p.21-22	操作简单且短时间内即可完成抗体纯化	0.05-0.1 mg protein / mini column 1.0-2.0 mg protein / maxi column 0.05-0.1 mg protein / well (96 well) ~0.6 mg protein / well (24 well)	l	****

TALON® Resin

高纯度His标签蛋白质纯化

- 利用对组氨酸重复序列高度特异的Co²⁺的特性, 降低非特异性吸附从而实现高纯度纯化
- 4个配位团能够将Co²+稳定螯合,很少有金属 离子的脱落。
- 兼容多种纯化条件,在使用6M盐酸胍的变性 条件下也能够高效纯化。



TALON®树脂的基本结构与分子机制


传统的Ni²⁺树脂对蛋白质空间构象要求不严格,除了与组氨酸标签结合以外,还可能会与色氨酸、半胱氨酸的残基相结合。而TALON[®]树脂的活性中心呈"三维口袋"结构,对组氨酸标签有很强的亲和特异性和选择性,此外,4个配位基团螯合固定Co²⁺提高了稳定性,几乎很少会发生由于金属离子脱落导致的目的蛋白质的损失。




◆ TALON® Resin的吸附特异性

在使用Ni²⁺螯合树脂时,常会出现非特异吸附不含组氨酸标签蛋白质的情况,而TALON® Resin很少会吸附组氨酸标签融合蛋白质以外的其他蛋白质。

● 比较Ni-NTA树脂和TALON®树脂对BL21(DE3)pLysS细菌株来源的SlyD蛋白质(27 kDa)的结合能力(SlyD: 含有2价金属离子结合部位的脯氨酰异构酶)





由上图可见,Ni-NTA Resin能够非特异性吸附SlyD,因而导致非目的蛋白质的混入。
TALON® Resin无论是变性条件还是非变性条件都没有非特异性吸附。因此没有非目的蛋白质混入,从而能够进行高纯度的纯化。

	包装量	Code No.	瓶装 树脂	预装柱	Buffer	
产品名称					提取 缓冲液	纯化 缓冲液
●His标签蛋白质纯化用树脂一重力流						
TALON® Metal Affinity Resin	10 ml	635501				
TALON Metal Allillity nestil	25 ml	635502				
TALON® 2 ml Disposable Gravity Column	50 Columns	635606		●空柱		
●His标签蛋白质纯化用树脂一FPLC						
TALON® Superflow Metal Affinity Resin	25 ml	635506				
● 预包装型FPLC纯化柱及纯化Buffer						
LISTAL ONTO Core sufferior Control lases	1 ml×5	635650		•		
HisTALON™ Superflow Cartridges	5 ml×1	635683				
HisTALON™ Buffer Set	20 次	635651				
●预包装型重力流纯化柱						
HisTALON™ Gravity Column Purification Kit	1 Kit	635654				
HisTALON™ Gravity Columns	1 ml×5	635655				
●磁珠型填料						
TALON® Magnetic Beads	1 ml×2	635636	●磁珠			
TALON® Magnetic Beads Buffer Kit	1 Kit	635638				
●预装树脂的Spin Column型一用于小量样品简便操作						
TALON® Spin Columns	0.5 ml×10	635601				
●细菌及细胞样品提取蛋白质的专用buffer						
xTractor™ Buffer Kit	1 Set	635623				
xTractor™ Buffer	100 ml	635656				

※以上产品还有多种不同规格,详情请查询官网www.takarabiomed.com.cn

蛋白质纯化


Capturem™ His-Tagged Purification仅需要5~30分钟即可完成His标签蛋白质的纯化

- 短时且简便的操作,即可实现高纯度纯化 使用从培养液中制备的澄清裂解液上柱,操作时间短,可以防止蛋白质品质下降,还可以实现高收率、高纯度的纯化。
- 在室温下操作,适用于哺乳动物细胞样品及细菌样品 纯化柱中使用新型的尼龙膜,可以实现室温下的迅速操作。
- 在多种添加剂存在的情况下,也可发挥一贯的高性能
 在buffer中存在变性剂(8 M尿素、6 M盐酸胍)及添加剂(β-ME、EDTA、DTT、甘油、TCEP)等宽广范围条件下,仍然可以表现出一贯的高性能。
- 柱床体积小,可实现高浓度溶出

新型膜技术


更大的膜表面积,可实现高容量纯化。

与纯化时间长的树脂柱相比,新技术的高容量膜细孔可以实现快速滴落,使短时精制成为可能。可在低压下滴落,所以不会引起蛋白质品质降低。另外,柱床体积较小,可进行无Wash buffer残留的高纯度纯化。



Capturem™ His-Tagged Purification基本流程

样品:使用裂解buffer从培养液中制备澄清的裂解液,Mini、24孔板和96孔板产品可直接上柱,Maxi产品需先通过Maxiprep Filter后再上柱,Large Volume产品需要结合使用真空抽滤设备。




精制时间: Mini产品5分钟, Maxi、24 well及96 well plate产品15分钟以内, Large Volume产品15-30分钟。

	Miniprep Kit	Maxiprep Kit	24 well plate	96 well plate	Large Volume
	Mini Spin Column	Maxiprep Nickel Column	24 Well Plate	96 Nickel Plate	Large Volume Unit
最大上样量	~800 µI	~25 ml	~4.5 ml	~1,000 µ∣	150~500 ml
包装量	20 Rxns	6 Purifications	24 Well	96 well	4 Purifications
所需时间	5 分	15 分	15 分	15 分	15~30 分
溶出浓度	0.3~1 mg protein/ml	1.6~4.5 mg protein/ml	0.8 mg protein/ml	0.3~1 mg protein/ml	最大2.0 mg protein/ml
收 量	0.1 mg protein/column	2.5 mg protein/tube	0.8 mg protein/well	0.1 mg protein/well	25 mg protein/unit



◆ 添加剂存在下也可实现高纯度纯化

【例】 Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit中添加EDTA的影响研讨



	10 mM EDTA	98	μg
1 mM、5 mM及10	mM的EDTA存在下,对	含有6×His标签的融	合蛋白质GFPuv
进行精制。样品、平	衡buffer、清洗buffer和	洗脱buffer中分别加	l入EDTA进行精
#			

Sample

1 mM EDTA

5 mM EDTA

制操作,并用300 μ l的洗脱buffer洗脱2次。

M: Marker L : Lysate

W: Wash F: Flow through

Amount of Eluate 1

139 µg

112 µg

E1: Eluate 1 E2: Eluate 2

★可向buffer中添加的试剂一览表,请参考TBUSA或www.takarabiomed.com.cn网站

可以在纯化过程中添加的试剂一览

*图片来自于Takara Bio USA, Inc.

mM mM
mM
mM
) mM
mM
) mM
mM
6 M
8 M

试剂	浓度
Nonionic detergent (Triton X-100)	2%
Nonionic detergent (Tween 20)	2%
Anionic detergent (SDS)	1%
Arginine	500 mM
Glycine	100 mM
Histidine	20 mM
Sodium chloride	2 M
Imidazole	40 mM
Glycerol	10%

试剂盒组分

Capturem His-Tagged Purification Maxiprep Kit

· Capturem Maxiprep Nickel Column 6个 · Capturem Maxiprep Filters 6个 · xTractor Buffer 200 ml · Wash Buffer 40 ml · Elution Buffer 15 ml

Capturem His-Tagged Purification Miniprep Kit

· Mini Spin Column · xTractor Buffer 15 ml × 2 · Wash Buffer 10 ml · Elution Buffer

Capturem His-Tagged Purification 96 (★)

· Capturem 96 Nickel Plate

Capturem His-Tagged Purification Large Volume (★)

· Capturem His-Tagged Purification Large Volume Units 4套

・滤瓶螺纹接头 1个

Capturem His-Tagged Purification Maxiprep Columns (★)

· Capturem Maxiprep Nickel Column

Capturem[™] His-Tagged Purification 24-Well Plate (★)

· Capturem His-Tagged Purification 24-Well Plate 1块

★ Capturem His-Tagged Purification 96 well、24 well、 Maxiprep Columns以及Large Volume中不含buffer, 请使用 以下组分的buffer。

缓冲液	
Lysis Buffer	推荐使用xTractor Buffer (Code No. 635625) 也可使用其他标准的裂解buffer组分
Wash Buffer	150 mM NaCl,20 mM Na ₃ PO ₄ ,pH7.6
Elution Buffer	500 mM NaCl,20 mM Na ₃ PO ₄ , 500 mM imidazole, pH7.6

保存温度

· 柱子、平板和瓶顶装置: 室温4℃保存

· Buffer: 未开封室温保存,开封后请在4℃保存


制品名称	Code No.	包装量
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	635710	20 次
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	635713	6 次
Capturem™ His-Tagged Purification 96	635714	1×96 well plate
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	635719	50 次
Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume	635724	4 次
Capturem™ His-Tagged Purification 24-Well Plate	635730	1 × 24 well plate

10 ml

蛋白质纯化

Capturem™ Protein A/Protein G仅需5~15分钟即可完成抗体的纯化

- 膜表面积大,可实现高容量纯化。
- 与纯化时间长的树脂柱相比,样品通过新型膜技术的高容量细孔滴落速度快、可在短时间内进行纯化。在低压力下也可以滴落,不会引起蛋白质品质下降。
- 柱床体积小,无Wash buffer残留,产物纯度更高。



Capturem™ Protein A/Protein G Miniprep的基本流程


样品: 动物血清、腹水、培养液等,可取上清直接添加到柱子当中。



纯化时间: Miniprep产品 5分钟, Maxiprep、24 well和96 well plate 产品15分钟

	Capturem™ Protein A Miniprep	Capturem™ Protein A Maxiprep	Capturem™ Protein A 24-Well	Capturem™ Protein A 96		
包装形式	Miniprep Column	Maxiprep Column	24 Well Plate	96 Well Plate		
上样量	200~800 μI	2~20 ml	0.5~4.5 ml	200~1,000 μI		
操作时长	5 分	15 分	15 分	15 分		
收量	0.3 mg protein/column	2.5 mg protein/column	0.4 mg/well	0.3 mg protein/column		
溶出浓度	1~3 mg protein/ml	0.6~1.6 mg protein/ml	0.3~0.8 mg protein/ml	1~3 mg protein/ml		
离心条件	1,000 × g 1 min (注)	2,000 × g 3 min (注)	6,00 × g 2 min (注)	2,000 × g 3 min (注)		

- *: Capturem™ protein G系列产品的相关参数,请到网站www.takarabiomed.com.cn查找。
- 注: Miniprep产品需要使用2 ml tube用的离心机,Maxiprep产品需要使用50 ml tube用的离心机,24孔板、96孔板产品需要使用24孔板、96孔板用的离心机或抽吸过滤装置。
- 与其他公司的比较① 一收量一 与其他公司产品相比,可实现高收量的抗体纯化。



	Amount in Elution Samples (μg)						
Sample	Protein A resin	Capturem Protein A Miniprep					
a) Mouse	90	122					
b) Sheep	94	207					
c) Goat	55	104					
d) Rat	42	191					
e) Rabbit	70	94					
f) Horse	80	251					
g) Human	114	180					


Capturem™ Protein A Miniprep和Protein A resin的比较

(数据来源于Takara Bio USA, Inc.)

从各种动物血清当中纯化抗体,使用Capturem™ Protein A Miniprep及其他公司的Protein A resin进行比较。纯化后的抗体,进行SDS-PAGE电泳,之后使用考马斯亮蓝染色(左图)。在280 nm处进行吸光度测定,确定抗体的收量(右表)。Capturem™ Protein A Miniprep与其他公司的Protein A resin相比,纯化抗体收量更高。



●与其他公司的比较② 一纯度一 <u>与其他公司产品相比</u>,可实现高纯度的抗体纯化。



Capturem™ Protein A(红色框)相比于其他公司Protein A resin(绿色框),可获得更高纯度的抗体。

纯化人血清来源的抗体,使用Capturem™ Protein A与其他公司的Protein A resin进行比较,血清中的白蛋白被去除了。


1.	Human Serum	6.	A品牌	Elution 1
2.	B品牌洗涤液	7.	A品牌	Elution 2
3.	C品牌洗涤液	8.	B品牌	Elution 1
4.	Capturem Elution	9.	B品牌	Elution 2
	(马血清样品)	10.	B品牌	Elution 2 (repeat)
5.	Capturem Elution	11.	C品牌	Elution 1

(以上比较结果来源于Takara Bio USA, Inc.)

Elution 2

12. C品牌

制品名称	Code No.	包装量
Capturem [™] Protein A Miniprep	635717	12 次
Capturem™ Protein A Maxiprep	635720	6 次
Capturem™ Protein A 96	635716	1×96 well plate
Capturem™ Protein A 24-Well Plate	635731	1 × 24 well plate
Capturem™ Protein G Miniprep	635725	10 次
Capturem™ Protein G 96	635726	1×96 well plate
Capturem™ Protein G Maxiprep	635727	6 次
Capturem™ Protein G 24-Well Plate	635732	1 × 24 well plate



蛋白质互作研究

--快速IP&Co-IP推荐

Capturem™ IP & Co-IP Kit是基于 Protein A原理、应用Capturem™ 膜技术的快速免疫沉淀产品,为快速提取"抗体-蛋白质"或提取"抗体-蛋白质-蛋白质"复合物提供了完整、易用性的解决方案。

实验操作简单快速,抗体与样品孵育之后在室温下进行的纯化仅需5 min。

制品名称	Code No.	包装量
Capturem™ IP & Co-IP Kit	635721	12 次

[参考] Double Digestion(双酶切反应)时Universal Buffer(通用缓冲液)的使用表

本表以在pUC系列载体的多克隆位点处的各限制酶为核心,显示了Double Digestion可使用的最佳Universal Buffer条件。在本表中,各Universal Buffer之前表示的 [数字×] 是指各Universal Buffer的反应体系中的最终浓度。Takara销售产品中添附的Universal Buffer全为10倍浓度的缓冲液。终浓度为0.5×时反应体系中的缓冲液则稀释至20倍,1×时稀释至10倍,2×时稀释至5倍进行使用。

	Acc I	Bam H I	Bgl II	Cla I	EcoR I	EcoR V	Hinc II	Hind III	Крп І	Nco I
Acc	-	0.5 × K	1 × T	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
Bam H I	0.5 × K	_	1 × K	1 × K	1 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K +BSA
Bgl II	1 × T	1 × K	-	1 × H	1 × H	1 × H	2 × K	1 × K	1 × T	1 × K +BSA
Cla I	1 × M	1 × K	1 × H	_	1 × H	1 × H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
EcoR I	1 × M	1 × K	1 × H	1 × H	_	1 × H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
EcoR V	0.5 × K	1 × K	1 × H	1 × H	1 × H	-	2 × T	1 × K	0.5 × K	1 × K +BSA
Hinc II	1 × M	0.5 × K	2 × K	1 × M	1 × M	2 × T	_	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
Hind III	1 × M	1 × K	1 × K	1 × M	1 × M	1 × K	1 × M	ı	1 × M	1 × K +BSA
Kpn I	1 × M	0.5 × K	1 × T	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	_	0.5 × K +BSA
Nco I	1 × M +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × M +BSA	1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	_
Nde I	1 × T	1 × K	1 × H	1 × H	1 × H	1 × H	1 × T	1 × K	1 × T	1 × K +BSA
Not I	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA
Pst	1 × M	1 × K	1 × H	1 × H	1 × H	1 × H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
Pvu I	0.5 × K	1 × K	1 × K	1 × K	1 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K +BSA
Sac I	1 × M	0.5 × K	0.5 × K	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	1 × L	0.5 × K +BSA
Sal I	1.5 × T	1.5 × T	1 × H	1 × H	1 × H	1 × H	1.5 × K	1.5 × K	1.5 × T +BSA	1.5 × T +BSA
Sma I	1 × T +BSA	0.5 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA	0.5 × K +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA
Spe I	1 × M	1 × K	1 × H	1 × M	1 × H	1 × H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
Sph I	0.5 × K	1 × K	1 × H	1 × H	1 × H	1 × H	2 × T	1 × K	0.5 × K	1 × K +BSA
Xba I	1 × M	0.5 × K	2 × T	1 × M	1 × M	2 × T	1 × M	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
Xho I	1 × M	1 × K	1 × H	1 × H	1 × H	1 × H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA



- 注1) 1 μg DNA中添加10 U的限制酶,在50 μl的反应体系中,37℃下反应1小时可以完全降解DNA。
- 注2)为防止Star活性,请将反应体系中的甘油含量尽量控制在10%以下。
- 注3)根据DNA的种类,各DNA的高级结构的差别,或当限制酶识别位点邻接时,有时会发生Double Digestion不能顺利进行。

Nde I	Not I	Pst I	Pvu I	Sac I	Sal I	Sma I	Spe I	Sph I	Xba I	Xho I
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1.5 × T	1 × T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1 × K	0.5 × K +BSA	1 × K	1 × K	0.5 × K	1.5 × T	0.5 × T +BSA	1 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	0.5 × K	1 × H	1 × T +BSA	1 × H	1 × H	2 × T	1 × H
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	1 × M	1 × H	1 × T +BSA	1 × M	1 × H	1 × M	1 × H
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	1 × M	1 × H	1 × T +BSA	1 × H	1 × H	1 × M	1 × H
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	0.5 × K	1 × H	0.5 × K +BSA	1 × H	1 × H	2 × T	1 × H
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1.5 × K	1 × T +BSA	1 × M	2 × T	1 × M	1 × M
1 × K	0.5 × K +BSA	1 × M	1 × K	1 × M	1.5 × K	1 × T +BSA	1 × M	1 × K	1 × M	1 × M
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × L	1.5 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1.5 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × M +BSA	1 × K +BSA
_	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	1 × T	1 × H	1 × T +BSA	1 × H	1 × H	1 × T	1 × H
1 × H +BSA	_	1 × H +BSA	2 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1 × H +BSA	0.5 × T +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	0.5 × K +BSA	1 × H +BSA
1 × H	1 × H +BSA	_	1 × K	1 × M	1 × H	0.5 × T +BSA	1 × H	1 × H	1 × M	1 × H
1 × K	2 × K +BSA	1 × K	_	0.5 × K	1.5 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	_	1.5 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1.5 × K +BSA	1.5 × T +BSA	_	1.5 × T +BSA	1 × H	1 × H	1.5 × T	1 × H
1 × T +BSA	0.5 × T +BSA	0.5 × T +BSA	1 × K +BSA	1 × T +BSA	1.5 × T +BSA	П	1 × T +BSA	0.5 × T +BSA	1 × T +BSA	1 × T +BSA
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	1 × M	1 × H	1 × T +BSA	_	1 × H	1 × M	1 × H
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	0.5 × K	1 × H	0.5 × T +BSA	1 × H	_	2 × T	1 × H
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1.5 × T	1 × T +BSA	1 × M	2 × T	_	1 × M
1 × H	1 × H +BSA	1 × H	1 × K	1 × M	1 × H	1 × T +BSA	1 × H	1 × H	1 × M	_

卷末特集【In-Fusion克隆推荐】

众多克隆试剂盒中,Takara Bio强烈推荐In-Fusion试剂盒,其原因有很多方面,介绍如下:

理由-1 多片段克隆相比于其他公司的同类产品效率更高

【实验例】


使用In-Fusion® Cloning System同时克隆3个片段(同B公司同类产品的比较)

【数据提供】京都福立大学研究生院 植物病理学研究室 久保先生、深田先生

实验内容

使用In-Fusion HD Cloning Kit和B公司同类试剂盒在9,300 bp的载体中插入1,000 bp、1,400 bp、1,200 bp三个片段,尝试制备总计12,900 bp的载体。

感受态细胞使用Stellar Competent Cells。



结果


使用克隆试剂盒In-Fusion HD Cloning Kit时,出现了40个菌落。选取其中的10个菌落进行菌落PCR检测后,确认所有菌落都含有正确插入的3个片段。

而使用B公司同类试剂盒时,只长出了一个菌落,进行PCR检菌后,确认含有正确插入的3个片段。

In-Fusion® HD Cloning Kit




菌落数40个



B公司同类试剂盒



菌落数1个




★ 公司官网列举了更多实验例和【用户心声】。



菌落序号 Insert 片段名

理由-2 逐年增加的发表文献



※:使用Google Scholar统计In-Fusion Cloning相关文献,以2006年的论文数为1显示增加率。

逐年上升的增加率正显示了产品的可信赖性。

◆ 使用文献例 ◆

CRISPR系统中,使用In-Fusion HD Cloning Kit 构建Cas9表达载体实验例

Gilbert LA, et al., CRISPR-Mediated Modular RNA-Guided Regulation of Transcription in Eukaryotes. *Cell*, 2013 Jul 18; 154 (2):442-451.

使用In-Fusion HD Cloning Kit构建文库质粒实验例,开通高通量四分体分析方法。

Ludlow CL, et al., High-throughput tetrad analysis. Nat Methods, 2013 Jul; 10 (7):671-675

使用In-Fusion与PrimeSTAR构建质粒实验例

Kondo T $\it et al., Mitotic cell rounding accelerates epithelial invagination. Nature , 2013 Feb 7; 494 (7435) :125-129$




关联产品

凝胶电泳

克隆实验时,DNA的检出、定量是不可缺少的操作过程。而凝胶电泳是DNA常用的检出手法。


DL系列DNA Marker


制品名称	Code No.	包装量
DL2,000 DNA Marker	3427A	约100 次
DL5,000 DNA Marker	3428A	约100 次
DL15,000 DNA Marker	3582A	约100 次
DL10,000 DNA Marker	3584A	约100 次
DL500 DNA Marker	3590A	约100 次
DL1,000 DNA Marker	3591A	约100 次



DNA Ladder & Digested Marker

制品名称	Code No.	包装量
20 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3420A	100 次
50 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3421 A	100 次
100 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3422A	100 次
200 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3423A	100 次
250 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3424A	100 次
500 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3425A	100 次
1 kb DNA Ladder (Dye Plus)	3426A	100 次
λ-EcoT14 I digest	3401	100 µg
λ-Hind III digest	3403	100 µg





- * 更多凝胶电泳相关Agarose、常用缓冲液方便装、电泳仪等相关产品信息,请从Takara网站中的电泳相关制品中获取详情。
- ・本宣传页上登载的制品,都是以科研为目的。请不要用于其它方面,如:不要用于人、动物的临床诊断和治疗。也不能用于食品、化妆品及家庭 用品等方面。
- ・未经本公司许可,严禁产品的转售・转让、以转售・转让为目的的产品更改、以及用于商品的制造。
- ・专利许可信息请在本公司网站上确认: http://www.takarabiomed.com.cn/。
- ・本宣传页上登载的公司名称及名称即使没有特殊标注,使用的也是各公司的商标或注册商标。
- ・本宣传页上记载的产品信息是2019年1月1日的信息、最新信息请参考公司官网。

Ver.1 2018年12月印刷 5K

