


Capturem™ Trypsin应用案例分享



前言：质谱分析(MS)是一项在制药，医药开发，临床研究，法医学，食品环境检验等多个研究领域中被广泛应用的检测技术。Takara公司推出的应用新型膜技术的Capturem™ Trypsin，仅需2分钟即可完成酶解蛋白质的操作，非常适合酶解蛋白质样品用于MS检测分析，文后有客户真实的实验案例分享。

Capturem™ Trypsin的特点

- ✓ 操作快速，2 min~3 min内即可酶解蛋白质样品，无需过夜处理
- ✓ 比溶液法效率更高，酶解更彻底
样品中自溶片段更少，蛋白质非特异性修饰几率更低
- ✓ 可以使整个蛋白质组学分析流程更加连贯，实现更有效的肽和蛋白质的质谱鉴定



使用Capturem™ Trypsin的实验时间

传统方法的流程



使用Capturem™ Trypsin时，酶解只需要2分钟！




使用Capturem™ Trypsin消化时间只需2分钟，不需要过夜！

与溶液法酶解对比

Capturem™ Trypsin (柱上进行) 酶解与溶液法酶解 (溶液中进行)

酶解对象：Apomyoglobin (非变性条件)



相比于溶液法酶解，使用Capturem™ Trypsin能够实现更高效率的酶解（100%）！

下一页：客户真实的实验案例分享

Capturem™ Trypsin应用案例分享

用户实验例

[使用Capturem™ Trypsin快速酶解目的蛋白质并对目标肽段进行分析]

名古屋大学大学院 生命农学研究科 分化信息控制研究室

森 仁志 教授

本实验例由名古屋大学大学院 生命农学研究科 分化信息控制研究室 森 仁志 教授提供。另外，森教授同时提供了自己的研究内容及植物蛋白质相关的信息，请参考。

<森教授的研究内容>

森教授的实验室主要研究植物激素生物合成相关的酶,激素诱导蛋白质表达的调控机制等内容。由于市面上目前没有适用于植物来源蛋白质分析的特异性抗体,只能自己制备,然后通过LC/MS检测,进行定量分析。为了进行这些分析,需要将包括目的蛋白质在内的多种组织提取的蛋白质复合物用Trypsin等蛋白酶酶解消化。由于植物来源的样品含有大量核酸,多糖类物质,所以在进行Trypsin酶解前使用SDS或尿素,苯酚等变性剂处理样品,对于蛋白质的高效率酶解是非常重要的。


<实验例>

■ 实验背景

森教授提供的是评价使用Capturem Trypsin酶解蛋白质效率的实验数据。Capturem Trypsin的说明书中蛋白质的推荐使用量上限是80 μg(抗体上限是20 μg),但是教授的实验室主要用于从组织中提取的多个100 μg左右的混合蛋白质中目的蛋白质的检测,分析表达量的变化、定量等。所以Capturem Trypsin的上限80 μg不能满足本实验需求,因而本实验例使用100 μg-1000 μg的蛋白质进行性能评价。

■ 实验protocol

右图是使用市售的BSA和myoglobin进行Trypsin酶解实验的操作流程。使用8M尿素溶解蛋白质。虽然在protocol中没有描述,但除了尿素之外,评估Capturem Trypsin时还使用了市售的蛋白质增溶剂(描述为M和R)。



■ 实验结果

由下表可以看出,对使用8M尿素溶解的目的蛋白质(100 μg-1000 μg)进行Capturem™ Trypsin处理,能够高效检出目标peptide。另外,对使用市售增溶剂处理的实验组别,Capturem™ Trypsin酶解后也显示了很高的检出效率。

Capturem™ Trypsin柱子添加蛋白质的量		BSA(mg)				myoglobin(mg)			
		100	200	500	1,000	100	200	500	1,000
8M Urea	Condition	Capturem™ Trypsin酶解后目标peptide的回收率(%)							
	Confidence 10%<	100	100	100	100	100	100	100	100
	Confidence 50%<	87.1	83.5	86.6	93.5	100	100	96.1	100
增溶剂M	Confidence 95%<	85.4	81.0	82.7	87.7	100	90.9	96.1	92.2
	Confidence 10%<	99.8				100			
	Confidence 50%<	83.5				90.2			
增溶剂R	Confidence 95%<	82.2				90.2			
	Confidence 10%<	99.5				100			
	Confidence 50%<	90.9				96.1			
	Confidence 95%<	87				96.1			

■ 森教授的评价

在使用Takara Bio的Capturem Trypsin之前,都是使用其他公司的Trypsin试剂经50°C,反应1小时酶解目的蛋白质,进行目标peptide的分析。后来是从Takara Bio定期发给会员的邮件中知道的Capturem Trypsin,但当时对于【只需离心2分钟即可完成蛋白质Trypsin酶解!】的宣传语是半信半疑的。

在实际尝试后发现真的是只需要2分钟即可完成Trypsin酶解蛋白质,对此感到很震撼!今后也准备继续使用兼具有“快速”和“简便”特性的Capturem。另外,使用Capturem Trypsin时,使用市售的增溶剂处理蛋白质也是兼容的,但是考虑到处理时间,还是使用8M尿素进行溶解的方法更简便。

此外,本实验例中未详细记录,我们对于酶解蛋白质的另一个产品Capturem Pepsin (Code No. 635728),也使用BSA和myoglobin进行了评价(各100 μg)。靶标peptide的回收率>95%的可信度分别为69.3%和70.5%,得到了非常满意的结果。

- 本宣传页上登载的产品,都是以科研为目的。请不要用于其它方面,如:不要用于人、动物的临床诊断和治疗。也不能用于食品、化妆品及家庭用品等方面。
- 未经本公司许可,严禁产品的转售·转让、以转售·转让为目的的产品更改、以及用于商品的制造。
- 专利许可及注册商标信息请在本公司网站上确认:<http://www.takarabiomed.com.cn/>。
- 本宣传页上登载的公司名称及产品名称即使没有特殊标注,使用的也是各公司的商标或注册商标。
- 本宣传页上记载的产品信息是2019年3月的信息,最新信息请参考公司官网。

Ver.1 2019年6月制作



宝日生物技术(北京)有限公司

技术咨询电话: 4006518761 4006518769
E-mail: service@takarabiomed.com.cn