

# Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH 7.6

**Code No. T9141**      **Size: 100 tablets**  
**(for 50 L)**

## **Description:**

This product is a tablet for preparing Tris Buffered Saline (TBS) commonly used for ELISA, Western Blotting and immunohistochemical staining. The buffer can easily be prepared by dissolving it with H<sub>2</sub>O. One tablet is for preparing 500 ml of TBS (pH 7.6).

## **Storage:**

Room temperature at desiccated condition.

## **Specifications:**

Format:            Tablets  
Concentration:    0.05 M Tris-HCl  
                         0.15 M NaCl  
Volume:           For 500 ml  
pH:                7.6 ± 0.1 at 25°C

## **Preparation for use:**

Transfer one tablet of Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH 7.6 in a flask or beaker. Add 200 ml of distilled water or deionized water and stir the solution for a few minutes. Adjust the volume to 500 ml, and stir until complete dissolution.

## **Applications:**

- Washing buffer for ELISA, Western Blotting and immunohistochemical staining
- Sample Dilution

## **Note**

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6972 or from our website at [www.takarabio.com](http://www.takarabio.com).

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

# Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH7.6

Code No. T9141      容量：      100錠  
(50L分)

## ●製品説明

Tris Buffered Saline (TBS) は、ELISA やウェスタンブロットティング、免疫組織染色などの実験において一般的によく使用されるバッファーである。Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH7.6 は、水に溶解するだけで簡単にTBS が調製できるタブレットで、1錠で500 ml のTBS (pH7.6) が調製できる。

## ●保存

室温、乾燥状態で保存

## ●規格

形状：      錠剤  
最終濃度：      0.05 M Tris-HCl  
                    0.15 M NaCl  
容量 (1錠)： 500 ml 分  
pH：            7.6 ± 0.1 at 25°C

## ●調製法

Tris Buffered Saline (TBS) Tablets 1錠をフラスコまたはビーカーに移し、200 ml の蒸留水または脱イオン水を加えて、マグネットスターラーで数分間攪拌する。さらに蒸留水または脱イオン水を加えて完全に溶解し、全量を500 ml に調整する。

## ●用途

- ELISA、ウェスタンブロットティング、免疫組織染色における洗浄バッファー
- サンプルの希釈

## ●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。  
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202011