

Bovine Serum Albumin Solution

Code No. 2320 包装量: 1 ml
 浓度: 20 mg/ml

*自收到之日起, 适当条件下保存, 两年内有效。

制品说明:

本制品是由小牛血清经过高度精制而成的, 用于基因工程研究。

来 源:

Bovine serum

贮存溶液:

| | |
|------------------|-------|
| Tris-HCl (pH7.5) | 10 mM |
| EDTA | 1 mM |
| Glycerol | 50% |

保 存: -20°C

质量控制:

请查阅各批次 Certificates of Analysis (CoA) 。
产品 CoA 请在 Takara Bio Inc. 网站中下载:

[https://catalog.takara-
bio.co.jp/search/doc_index.php](https://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php)。

应 用:

本制品作为稳定剂被用于 Takara Bio 限制酶和修饰酶的保存溶液和反应液中。

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联络我们, 或访问我们网站 www.takarabio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v202107Da