

Thermus thermophilus HB8 Genomic DNA Solution

Code No. 3071 包装量: 2 µg

贮存溶液

10 mM Tris - HCl, pH8.0
1 mM EDTA

保 存 :

-20°C

起 源

Thermus thermophilus HB8

制 备

裂解菌体细胞后, 采用酚/氯仿处理方法纯化得到 DNA。

纯 度

1. 电泳检测到 20 kb 以上的片段。
2. $A_{260}/A_{280} = 1.8 - 2.0$

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201902Da