

UTP

Code No. 4044 包装量: 25 μ mol
 浓度: 100 mM

*自收到之日起, 适当条件下保存, 两年内有效。

贮存溶液 :

水溶液 (Na 盐), pH7.0 \pm 0.1

保 存:

-20 $^{\circ}$ C。

纯 度 :

\geq 95%

用 途 :

本制品溶于含 Na 盐的水溶液中, 使用时请选择合适的 Buffer 稀释。

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201812Da