




SMARTer RACE 5'/3' Kit

RACE实验新选择



一个试剂盒，
汇集了Clontech三大专利技术：

1. 专利SMARTer技术，全过程只需4小时，轻松获得全长cDNA；
2. 专利 Suppression PCR技术，背景低；
3. 专利 In-Fusion技术，无需传统酶切、连接反应，无缝克隆至载体。




 **高成功率!**

 **让您的RACE实验，SMARTer起来!**

一个试剂盒，包含了RACE实验全部核心试剂：

1. SMARTer first-strand cDNA synthesis reagents——高效合成cDNA；
2. SeqAmp DNA Polymerase——有效扩增长片段&GC-rich模板；
3. In-Fusion Cloning reagents——快速、准确、无缝克隆至载体；
4. NucleoSpin Gel and PCR Clean-Up Kit——柱形PCR产物纯化产品；
5. Linearized pRACE vector——PCR产物克隆线性载体；
6. Stellar Competent cells——高效感受态细胞。

 **高性价比!**




SMARTer RACE 5'/3' Kit 工作流程图

每年都有众多使用Clontech SMARTer RACE产品的老师，在国际知名期刊上发表文章。

Proc Natl Acad Sci U S A. RNA-binding protein regulates plant DNA methylation by controlling mRNA processing at the intronic heterochromatin-containing gene IBM1.

EMBO J. Genome-wide survey by ChIP-seq reveals YY1 regulation of lincRNAs in skeletal myogenesis.

Plant Cell. A Zinc Finger Protein Regulates Flowering Time and Abiotic Stress Tolerance in Chrysanthemum by Modulating Gibberellin Biosynthesis.



产品编号	产品名称	产品规格
634858	SMARTer® RACE 5'/3' Kit	10 rxns
634859		20 rxns
634922	Universal Primer Mix	100 rxns

- 本宣传页上登载的制品，都是以科研为目的。请不要用于其它方面，如：不要用于人、动物的临床诊断和治疗。也不能用于食品、化妆品及家庭用品等方面。
- 未经本公司许可，严禁产品的转售·转让、以转售·转让为目的的产品更改、以及用于商品的制造。
- 专利许可及注册商标信息请在网站上确认：<http://www.clontech.com/>。
- 本宣传页上登载的公司名称及制品名称即使没有特殊标注，使用的也是各公司的商标或注册商标。

宝日医生物技术(北京)有限公司

Takara Biomedical Technology (Beijing) Co.,Ltd.

地址：北京市昌平区科学园路22号（中关村生命科学园内）

邮编：102206

电话：010-80720985 80720986

传真：010-80720989

E-mail:service@takarabiomed.com.cn

代理商联系信息

技术咨询电话

4006518761

4006518769