

方便又快速! RT for qPCR 新品上市!

PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser


- ★ **性能出色**, gDNA去除能力和反转录效率与Takara经典高性能RT产品RR047相当。
- ★ **反应迅速**, gDNA去除反应只需2分钟, 反转录反应从15分钟缩短至10分钟。
- ★ **操作简单**, gDNA去除和反转录为2个预混试剂, 只需按顺序加入预混试剂即可。
- ★ **附带EASY Dilution II (用于qPCR)**, 可对核酸溶液进行准确的梯度稀释。



★ 核心强大, 性能依旧 ★

试剂: Takara经典高性能反转录产品RR036、RR047和新品RR092 (qPCR试剂使用Takara RR420)
模板: 小鼠肝脏Total RNA (20 pg-2 μg)
扩增基因: Rps18基因

结果显示: RR092的cDNA合成能力与现有的高性能反转录产品RR047和RR036相当。




★ 同类比较, 性能更优 ★

试剂: 新品RR092和A公司同类产品
模板: 小鼠肝脏Total RNA (20 pg-2 μg)
 + 200 ng小鼠基因组DNA

结果显示: 与同类试剂相比, RR092的基因组去除性能更高, 动态范围更广。

Takara Bio Inc.比较结果



NEW 新品上市, 更多活动邀请您参与! Product

活动1 免费试用

如果您对我们的新品感兴趣, 可以扫描二维码, 填写试用申请, 审核通过后, 试用产品将会通过代理商送到您的实验室。

Code No.	产品名称	包装量 (20 μl反应)	优惠活动
RR092S	PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser	40 次	免费试用



试用申请

活动2 新品大促

同庆Takara中国30周年纪念, 福利不断, 即日起至11月30日, 新品上市, 限时特价!

Code No.	产品名称	包装量 (20 μl反应)	目录价	优惠价
RR092A	PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser	100 次	¥1,963	¥650

活动3 反馈征集

您的宝贵意见和建议对我们至关重要, 为此特别推出试用反馈活动。我们会根据您的反馈不断优化和提高、更好地满足您的科研需求。



试用反馈