

that's
GOOD
science!

Takara 相伴，
不负每寸春光。

遇见春天 遇见礼

Takara & Clontech

促销活动时间：2022.3.1 – 2022.4.30



Clontech **Takara** cellartis



Takara & Clontech 促销产品

遇见春天遇见礼

* 三重好礼均可兼得

第1重好礼 下单礼

- 春季促销期间（2022年3月1日-4月30日），在 Takara 中国官网订购促销产品，即可获得下单礼一份（中性笔套装 or 洗漱化妆包）。
- 通过其他渠道订购，可以在 Takara 微信公众号回复“下单礼”，填写收货信息等参与活动。微信提交信息参加活动的礼品仅限1000份*。

* 先到先得



Takara 定制
复古色中性笔套装 (5支)

or



Takara 定制
旅行洗漱化妆包 (2件)

第2重好礼 会员礼

春季促销期间（2022年3月1日-4月30日），在 Takara 中国官网订购促销产品金额累计≥1万元，即可获得 Takara 会员礼（定制抱枕被）一份。每个注册账户仅限领取一份。



Takara 定制抱枕被

第3重好礼 满额赠礼

春季促销期间（2022年3月1日-4月30日），订购促销产品累计金额如下者，可兑换相应礼品。

满10,000元



Takara 定制双肩背包

满30,000元



摩飞 便携式榨汁杯
MR9800

满50,000元



美的 空气炸锅 3.8L
KZ40Q4-403

满100,000元



Beats 真无线降噪蓝牙耳机
Beats Studio Buds (1个)

颜色随机

满200,000元



Apple iPad 10.2 英寸
2021 年新款 (64GB WLAN 版)



上述三重好礼活动详细说明参见封底条款

日光耀眼，草长莺飞，杂花生树。
春风暖阳，与你相遇，不胜欣喜。

我们的陪伴，化作值得信赖的试剂。
我们的心意，化作温暖贴心的赠礼。

花团锦簇，春风得意，
期待一切美好都会奔向你，拥抱你。

Takara 相伴，不负每寸春光。

P1 完善的 qPCR 解决方案

样品保存	1
核酸纯化产品	1
反转录产品	2
qPCR 产品	3
一步法 RT-qPCR 产品	3
CellAmp 直接 qPCR 系列	4
microRNA 定量研究产品	5

P6 丰富的 PCR 解决方案

高成功率 PCR (Tks Gflex)	6
高保真 PCR (PrimeSTAR 系列)	6
基本 PCR	7
直接 PCR (MightyAmp 系列)	7
Premix PCR	8
多重 PCR	8
DNA Marker 系列	8

P9 多样的基因克隆解决方案

PrimeScript 反转录及关联产品	9
PrimeScript RT-PCR 产品	9
SMARTer RACE/cDNA 合成产品	10
In-Fusion 无缝克隆产品	11
传统克隆产品 (TA 克隆、酶切连接试剂)	12

P13 基因功能研究多种应对方案

慢病毒滴度测定和浓缩试剂	13
体外转录产品	14
CRISPR/Cas9 基因编辑工具	14


P16 蛋白质研究灵活应对方案

蛋白质检测	16
蛋白质纯化	17
蛋白质快速 IP&Co-IP 试剂盒	19
蛋白质-蛋白质、蛋白质-DNA 间互作研究	20

P22 延伸阅读

癌症研究进展突出，体液样本标志物分析备受关注	22
STEM 抗体，“文献收割机”，甚好甚好	23
提升生物标志物发掘，看 Takara 单细胞全长转录组方案	24

完善的 qPCR 解决方案



产品名称	Code No.	包装量	目录价	单品促销价	套装价
RNAiso Plus	9109	200 ml	¥ 1,001	¥ 701	¥ 2,460
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time) or PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) or PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time)	RR036A or RR037A or RR047A	10 µl × 200 次 10 µl × 200 次 20 µl × 100 次	¥ 1,963	¥ 1,178	
TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) or TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	RR420A or RR820A	50 µl × 200 次	¥ 1,785	¥ 893	

样品保存

20% off



- 获得了新鲜组织，却不能立即处理。
- 样品保存于-20℃，核酸不同程度降解。
- -80℃冰箱或液氮保存不方便。



Sample Protector for RNA/DNA

- ★ 动物组织、植物材料、培养细胞、酵母等的稳定剂。
- ★ 无毒的透明溶液，快速有效地灭活样品中的RNA酶和DNA酶。
- ★ 不同时期收集的样品放于本制品中，可减少实验组间的误差。

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Sample Protector for RNA/DNA	9750	100 ml	¥ 501	¥ 401

试剂型核酸纯化产品

20-30% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
RNAiso Plus	广谱型试剂，适用于大量提取Total RNA	9108	100 ml	¥ 601	¥ 421
		9109	200 ml	¥ 1,001	¥ 701
DNAiso Reagent	广谱型试剂，可在30分钟内完成gDNA提取	9770A	100 ml	¥ 601	¥ 421
Ribonuclease A (RNase A)	去除RNA残留	2158	10 mg	¥ 130	¥ 104

柱型核酸纯化产品

Mini, but **BEST** 15% off

Takara 柱式核酸提取产品系列，提取纯度高，方便易用。

多年来，无数用户持续使用并在高影响因子的期刊上发表文献。

Code No.	样本类型	提取产物	文献	发表期刊
9766	新冠病毒	病毒核酸	Inhibition mechanism of SARS-CoV-2 main protease by ebselen and its derivatives	Nature Communications
9766	腺病毒	病毒核酸	High-Efficiency Targeted Editing of Large Viral Genomes by RNA-Guided Nucleases	PLOS Pathogens
9766	单纯性疱疹病毒	病毒核酸	Histidine-rich Modification of a Scorpion-derived Peptide Improves Bioavailability and Inhibitory Activity against HSV-1	Theranostics
9767	外泌体	RNA	Quantification of purified endogenous miRNAs with high sensitivity and specificity	Nature Communications
9767	培养细胞	RNA	BrIR from <i>Pseudomonas aeruginosa</i> is a receptor for both cyclic di-GMP and pyocyanin	Nature Communications
9768	棉花叶片	gDNA	GBS Mapping and Analysis of Genes Conserved between <i>Gossypium tomentosum</i> and <i>Gossypium hirsutum</i> Cotton Cultivars that Respond to Drought Stress at the Seedling Stage of the BC2F2 Generation	International Journal of Molecular Sciences

产品名称	产物	样本	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa MiniBEST Plasmid Purification Kit Ver.4.0	质粒	菌液	9760	50 次	¥ 381	—
TaKaRa MidiBEST Endo-free Plasmid Purification Kit	无内毒素质粒	菌液	9783	25 次	¥ 3,505	¥ 2,979
TaKaRa MiniBEST DNA Fragment Purification Kit Ver.4.0	DNA 片段	反应液	9761	50 次	¥ 435	—
TaKaRa MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0		琼脂糖凝胶	9762	50 次	¥ 400	—
TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0	基因组 DNA	广谱型	9765	50 次	¥ 650	¥ 553
TaKaRa MiniBEST Bacteria Genomic DNA Extraction Kit Ver.3.0		细菌	9763	50 次	¥ 650	¥ 553
TaKaRa MiniBEST Plant Genomic DNA Extraction Kit		植物	9768	50 次	¥ 771	¥ 655
TaKaRa MiniBEST Whole Blood Genomic DNA Extraction Kit		全血	9781	50 次	¥ 650	¥ 553
TaKaRa MiniBEST FFPE DNA Extraction Kit		FFPE	9782	50 次	¥ 1,502	¥ 1,277
TaKaRa MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver.5.0	RNA/DNA	病毒	9766	50 次	¥ 1,102	¥ 937
TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit	Total RNA	广谱型	9767	50 次	¥ 1,500	¥ 1,275
TaKaRa MiniBEST Plant RNA Extraction Kit		植物	9769	50 次	¥ 1,500	¥ 1,275

反转录试剂 (for qPCR)

40% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)	反转录反应只需15分钟! 具有较强延伸能力	RR036A	200 次*1	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR036B (A × 4)	800 次*1	¥ 7,456	¥ 4,474
PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time)	RR036是完全premix型试剂	RR037A	200 次*1	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR037B (A × 4)	800 次*1	¥ 7,456	¥ 4,474
PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time)	添加基因组DNA去除反应 反转录反应15分钟!	RR047A	100 次*2	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR047B (A × 4)	400 次*2	¥ 7,456	¥ 4,474

*1: 10 μl 反应体系 *2: 20 μl 反应体系

完善的 qPCR 解决方案

染料法 qPCR 试剂

40–50% off

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus)*2	高扩增效率	RR420A	200 次	¥ 1,785	¥ 893
		RR420B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,711
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)*2	扩增范围广, 特异性强	RR820A	200 次	¥ 1,785	¥ 893
		RR820B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,711
TB Green® Fast qPCR Mix	适用于快速 qPCR	RR430A	200 次	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR430B (A × 2)	400 次	¥ 3,748	¥ 2,249
TB Green® Premix DimerEraser™ (Perfect Real Time)	有效抑制引物二聚体和非特异性扩增	RR091A	200 次	¥ 2,181	¥ 1,200
		RR091B (A × 2)	400 次	¥ 4,144	¥ 2,279
TB Green® Premix Ex Taq™ GC (Perfect Real Time)	对 GC Rich 模板进行高效检出	RR071A	200 次	¥ 2,181	¥ 1,309
		RR071B (A × 2)	400 次	¥ 4,144	¥ 2,486
MightyAmp™ for Real Time (TB Green® Plus)	适用于粗提样品和高 GC 含量模板	R075A	200 次	¥ 2,399	¥ 1,319
		R075B (A × 2)	400 次	¥ 4,561	¥ 2,509
EASY Dilution (for Real Time PCR)	梯度稀释 DNA 或 RNA 标准品的专用稀释液	9160	1 ml × 8 支	¥ 654	¥ 327

*1: 50 µl 反应体系

*2: RR420&RR820 还可提供 bulk version 及 Rox Plus version, 详情请登录 Takara 官网查询。

探针法 qPCR 试剂

40–45% off

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
Premix Ex Taq™ (Probe qPCR)*2	高性价比	RR390A	200 次	¥ 1,785	¥ 982
		RR390B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,882
Probe qPCR Mix	PCR 阻害物抵抗性高, 检测灵敏度	RR391A	200 次	¥ 2,181	¥ 1,309
		RR391B (A × 2)	400 次	¥ 4,144	¥ 2,486
Probe qPCR Mix, with UNG	RR391 UNG 版本, 预防污染	RR392A	200 次	¥ 2,400	¥ 1,440
		RR392B (A × 2)	400 次	¥ 4,560	¥ 2,736

*1: 50 µl 反应体系

*2: RR390 还可提供 bulk version 及 Rox Plus version, 详情请登录 Takara 官网查询。

染料法 One Step RT-qPCR

45% off

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	- 快速反应 - 高效率扩增	RR066A	100 次	¥ 2,399	¥ 1,319
		RR066B (A × 5)	500 次	¥ 11,395	¥ 6,267
One Step TB Green® PrimeScript™ PLUS RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	有效抑制非特异性扩增	RR096A	100 次	¥ 2,508	¥ 1,379
		RR096B (A × 5)	500 次	¥ 11,913	¥ 6,552
One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit II (Perfect Real Time)	兼具扩增效率和特异性	RR086A	100 次	¥ 2,399	¥ 1,319

*1: 50 µl 反应体系

探针法 One Step RT-qPCR

50% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	- 经典产品, 高性价比的选择 - 被大量机构客户选择和认可	RR064A	100 次*1	¥ 2,399	¥ 1,200
		RR064B (A × 5)	500 次*1	¥ 10,797	¥ 5,399
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	Premix型, 操作简单 - 对血液或土壤等样本中的阻害物有很高的耐受性	RR600A	200 次*2	¥ 2,878	¥ 1,439
		RR600B (A × 5)	1,000 次*2	¥ 13,670	¥ 6,835
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG	- Premix型, 操作简单 UNG版本, 可防止假阳性	RR601A	200 次*2	¥ 3,118	¥ 1,559
		RR601B (A × 5)	1,000 次*2	¥ 14,810	¥ 7,405

*1: 50 µl 反应体系 *2: 25 µl 反应体系

无需核酸提取的探针法 One Step RT-qPCR

50% off

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix	血液、尿液等样品无需RNA纯化, 可直接进行 探针法 One step RT-qPCR	RR650A	200 次	¥ 3,170	¥ 1,585
		RR650B (A × 5)	1,000 次	¥ 15,000	¥ 7,500
PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG		RR651A	200 次	¥ 3,430	¥ 1,715
		RR651B (A × 5)	1,000 次	¥ 16,000	¥ 8,000

*1: 25 µl 反应体系

直接对培养细胞进行基因表达分析: CellAmp 直接qPCR系列

15% off

- 无需RNA提取, 分析时间大幅缩短, 最短约1.5小时, 尤其适合高通量分析
- iPS细胞等干细胞分化而来的细胞也可以使用
- 裂解液可长期保存

◆ 解析过程 ◆



Code No.	组分	细胞裂解	反转录	染料法qPCR试剂	探针法qPCR试剂	目录价	优惠价
	包装量	100 次量	20 µl 反应 × 100 次量	25 µl 反应 × 500 次量	25 µl 反应 × 500 次量		
3735A	CellAmp™ Direct TB Green® RT-qPCR Kit	✓	✓	✓		¥ 6,210	¥ 5,279
3736A	CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit	✓	✓		✓	¥ 6,210	¥ 5,279
3737A	CellAmp™ Direct Lysis and RT set	✓	✓			¥ 4,000	¥ 3,400
3738A	CellAmp™ Direct Lysis set	✓				¥ 1,861	¥ 1,582
3739A	CellAmp™ Direct RT Enzyme set		✓			¥ 3,212	¥ 2,730

完善的 qPCR 解决方案

MicroRNA 定量研究的高性价比选择: Mir-X™ MicroRNA Quantification **20-25% off**

产品特点

- 通用的加A尾反转录原理，一次反转录样品中的所有microRNA
- 可使用同一RNA模板对不同的microRNA进行定量，节省样品用量
- 试剂盒附带通用的PCR下游引物，只需设计特异性的上游引物
- 可对低至50 copies的microRNA进行检测，灵敏度高
- 产品有单独的反转录试剂盒和反转录定量二合一的试剂盒可供选择，非常灵活

microRNA 反转录产品特别活动说明

多买多送

上不封顶

春季促销期间（2022年3月1日-4月30日），每购买一个 Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit (Code No. 638315) 可获得**200元京东卡**一张。

赠礼活动精简条款与条件请见封底。

¥200
京东卡

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
cDNA合成和microRNA定量二合一试剂盒				
Mir-X™ miRNA qRT-PCR TB Green® Kit	638314	200 次	¥ 4,867	¥ 3,650
	638316	600 次	¥ 10,192	¥ 7,644
microRNA一步法cDNA合成试剂盒				
Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit	638313	20 次	¥ 3,127	¥ 2,345
	638315 高性价比	60 次	¥ 4,820	¥ 3,856 + 200元京东卡
来源于客户实践，可供搭配选择的Takara定量试剂，可以满足大多数实验要求				
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	RR820A	200 次	¥ 1,785	¥ 893
	RR820B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,711

LncRNA、CircRNA 定量研究

Takara反转录、定量PCR产品已经被广泛应用于LncRNA、CircRNA研究，在高影响因子期刊上发表了众多文献。

- Genome-Wide Analysis Identified a Number of Dysregulated **Long Noncoding RNA (lncRNA)** in Human Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
- **Long noncoding RNA** ATB promotes osteosarcoma cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-200s
- A novel antisense **long noncoding RNA** within the IGF1R gene locus is imprinted in hematopoietic malignancies
- **Long noncoding RNA** HEIH promotes melanoma cell proliferation, migration and invasion via inhibition of miR-200b/a/429
- **CircRNA_0046366** inhibits hepatocellular steatosis by normalization of PPAR signaling
- **CircRNA_0046367** Prevents Hepatotoxicity of Lipid Peroxidation: An Inhibitory Role against Hepatic Steatosis
- **Circular RNA** expression profiling of human granulosa cells during maternal aging reveals novel transcripts associated with assisted reproductive technology outcomes
- **CircRNA_100782** regulates pancreatic carcinoma proliferation through the IL6-STAT3 pathway

新品大赏
NEW

Takara具有划时代意义的PCR酶新品登场!

★ TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase /Dye plus (RR370/371) ★

高成功率: GC/AT rich、长链、粗提样品等难以扩增的模板也能高成功率扩增**高保真性:** 保持了 α 型DNA聚合酶具有的高保真性**高操作性:** 2X Premix型试剂, -20°C 保存不会冻结。添加色素试剂的版本, 可直接进行电泳, 操作更简便。

请查阅宝日医官网、微信公众号或咨询代理商, 了解试用信息!

高成功率PCR

30% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Tks Gflex™ DNA Polymerase	高成功率PCR酶, 可对GC or AT rich模板、长片段、粗提样品等进行扩增, 适用于Hot Start PCR	R060A	250 U	¥2,003	¥1,402
		R060B (A×4)	1,000 U	¥7,209	¥5,046
Tks Gflex™ DNA Polymerase Low DNA	预混型PCR酶, 采用Takara特别研发的精制技术及DNA失活技术, 可很好地抑制制品中大肠杆菌来源的DNA和环境中混入的DNA污染, 适用于Hot Start PCR	R091A	20 μl 反应 ×100 次	¥1,351	-

高保真PCR

20% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase	高性价比的基础型高保真PCR酶	R010A	250 U	¥751	¥601
		R010B (A×4)	1,000 U	¥2,804	¥2,243
PrimeSTAR® HS (Premix)	Premix版本, 操作更便捷	R040A	50 μl 反应 × 100 次	¥501	¥401
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase with GC Buffer	GC rich基因高保真扩增PCR酶	R044A	250 U	¥751	¥601
		R044B (A×4)	1,000 U	¥2,804	¥2,243
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	Takara PCR酶中, 保真性最高&反应速度最快	R045A	50 μl 反应 × 100 次	¥501	¥401
		R045B (A×4)	50 μl 反应 × 400 次	¥1,862	¥1,490
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	通用性高, 对于追求保真性的长链扩增能够发挥优势	R050A	50 μl 反应 × 200 次	¥1,202	¥962
		R050B (A×4)	50 μl 反应 × 800 次	¥4,486	¥3,589
PrimeSTAR® GXL Premix	与PrimeSTAR GXL性能相当的Premix型产品	R051A	50 μl 反应 × 200 次	¥2,604	¥2,083
		R051B (A×4)	50 μl 反应 × 800 次	¥9,813	¥7,850
PrimeSTAR® GXL Premix Fast, Dye plus	优化用于高速PCR扩增的Premix+Dye plus型试剂	R052A	50 μl 反应 × 200 次	¥2,474	¥1,979 +
		R052B (A×4)	50 μl 反应 × 800 次	¥9,322	¥7,458 +

说明: PrimeSTAR系列PCR酶均添加常温下能抑制DNA聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性的单克隆抗体, 适用于Hot Start PCR。

赠礼活动精简条款与条件请见封底。



丰富的 PCR 解决方案

基本PCR

20-30% off or 买赠活动

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa Taq™	基础型PCR酶，高性价比	R001A	250 U	¥ 120	¥ 84
		R001B	1,000 U	¥ 461	¥ 323
		R001C (B × 3)	3,000 U	¥ 1,354	¥ 948
		R001AM	250 U	¥ 120	¥ 84
		R001BM (AM × 4)	1,000 U	¥ 461	¥ 323
		R001CM (AM × 12)	3,000 U	¥ 1,354	¥ 948
		R500A	250 U	¥ 75	¥ 53
		R500AM	250 U	¥ 75	¥ 53
		R500Z	10,000 U	¥ 1,602	¥ 1,121
TaKaRa Taq™ Hot Start Version	基础型PCR酶的Hot Start版本	R007A	250 U	¥ 350	¥ 245
		R007B (A × 4)	1,000 U	¥ 1,272	¥ 890
TaKaRa Ex Taq®	具有良好扩增效率和高通用性的畅销款PCR酶	RR001A 给力促销!!!	250 U	¥ 350	买二赠一
		RR001B	1,000 U	¥ 1,272	¥ 1,018
		RR001C (B × 3)	3,000 U	¥ 3,505	¥ 2,804
		RR01AM	250 U	¥ 350	¥ 280
		RR01BM (AM × 4)	1,000 U	¥ 1,272	¥ 1,018
		RR01CM (AM × 12)	3,000 U	¥ 3,550	¥ 2,840
		RR53A	250 U	¥ 281	¥ 225
		RR53AM	250 U	¥ 281	¥ 225
TaKaRa Ex Taq® Hot Start Version	畅销款PCR酶的Hot Start版本	RR006A	250 U	¥ 550	¥ 440
		RR006B (A × 4)	1,000 U	¥ 1,983	¥ 1,586
TaKaRa LA Taq®	适用于扩增长链DNA的PCR酶	RR02MA 给力促销!!!	125 U	¥ 300	买二赠一
		RR02MB (A × 4)	500 U	¥ 1,082	¥ 866
		RR002A	125 U	¥ 300	¥ 240
		RR002B (A × 4)	500 U	¥ 1,082	¥ 866
		RR52A	125 U	¥ 250	¥ 200
		RR52AM	125 U	¥ 250	¥ 200
TaKaRa LA Taq® with GC Buffer	推荐用于扩增具有复杂的二级结构 (GC rich等) 的模板或具有重复序列的模板时使用	RR02AG	125 U	¥ 401	¥ 321
		RR02BG (AG × 4)	500 U	¥ 1,452	¥ 1,162
		RR52AG	125 U	¥ 350	¥ 280
TaKaRa LA Taq® Hot Start Version	适用于长链DNA扩增的Hot Start版本PCR酶	RR042A	125 U	¥ 501	¥ 401
		RR042B (A × 4)	500 U	¥ 1,852	¥ 1,482

直接PCR

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价
MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3	无需提取DNA、直接进行PCR	R076A	250 U	¥ 1,102
		R076B (A × 4)	1,000 U	¥ 3,955
MightyPrep reagent for DNA	粗提裂解液制备试剂，配合MightyAmp或Tks Gflex可高成功率地获取PCR扩增产物，得到的DNA提取液可进行多次实验	9182	20 ml	¥ 501
Lysis Buffer for PCR		9170A	20 ml	¥ 501

丰富的 PCR 解决方案

Premix PCR (plus dye可直接电泳)

20% off

官网下单，单次订购单一货号RR901A或RR902A满10个，即赠100元京东卡^{福利升级}。多买多送，上不封顶。赠礼活动精简条款与条件请见封底。

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0)	基础型 Taq 酶的 Premix 版本，操作更便捷	R004A	50 µl 反应 × 120 次	¥ 120	¥ 96
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0)	畅销款 Ex Taq 酶的 Premix 版本，具有高灵敏度、高扩增量及高通用性的 PCR 酶	RR003A	50 µl 反应 × 120 次	¥ 230	¥ 184
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0)	LA Taq 酶的 Premix 版本，适用于长链 DNA 扩增	RR900A	50 µl 反应 × 60 次	¥ 401	¥ 321
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0 plus dye)	Plus dye 版本，简单方便！可直接进行电泳。适用于常规 PCR 及菌落 PCR	RR901A	50 µl 反应 × 120 次	¥ 140	¥ 112 +  官网下单满10个100元 京东卡
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)		RR902A	50 µl 反应 × 120 次	¥ 250	¥ 200 +  官网下单满10个100元 京东卡
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0 plus dye)		RR903A	50 µl 反应 × 60 次	¥ 440	¥ 352
Premix Taq™ Hot Start Version	Premix 型基础款 PCR 酶的 Hot Start 版本，高效抑制非特异性扩增	R028A	50 µl 反应 × 100 次	¥ 300	¥ 240
Premix Ex Taq™ Hot Start Version		RR030A	50 µl 反应 × 100 次	¥ 401	¥ 321

多重PCR

15% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Multiplex PCR Assay Kit Ver.2	畅销款多重 PCR 试剂，207 重 NGS 应用例数据支持	RR062A	100 次	¥ 2,003	¥ 1,703
		RR062B (A × 4)	400 次	¥ 7,209	—
SuperPlex™ Premix	更快速的多重 PCR 预混型试剂，扩增均一性与速度并存	638543	200 Rxns	¥ 4,006 *	—
		638544	1,000 Rxns	¥ 15,945 *	—

* 刊误说明：促销册印刷版中638543/638544目录价格有误，电子版已修改为最新价格。



Takara Marker, Make a success!

DL系列DNA Markers

DNA Ladder系列DNA Markers

15% off or 买赠活动

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
DL2,000 DNA Marker  TOP1	3427A	500 µl	¥ 180	买一赠一
DL5,000 DNA Marker  TOP2	3428A	500 µl	¥ 240	买一赠一
DL15,000 DNA Marker	3582A	500 µl	¥ 180	买一赠一
DL10,000 DNA Marker	3584A	500 µl	¥ 200	买一赠一
DL500 DNA Marker	3590A	500 µl	¥ 180	买一赠一
DL1,000 DNA Marker	3591A	500 µl	¥ 180	买一赠一

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
20 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3420A	500 µl	¥ 180	¥ 153
50 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3421A	500 µl	¥ 361	买一赠一
100 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3422A	500 µl	¥ 361	买一赠一
200 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3423A	500 µl	¥ 320	买一赠一
250 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3424A	500 µl	¥ 180	买一赠一
500 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3425A	500 µl	¥ 320	买一赠一
1 kb DNA Ladder (Dye Plus)	3426A	500 µl	¥ 180	买一赠一

促销活动时间：2022.3.1 – 2022.4.30

www.takarabiomed.com.cn

多样的基因克隆解决方案

RNA起始合成cDNA

基因组DNA

PCR扩增目的片段

PCR产物纯化

In-Fusion无缝克隆

TA克隆

酶切连接

转化感受态细胞

PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix (Code No. 6215A/B)

真·预混型反转录试剂盒，告别繁琐加样，实验一气呵成！

预混型反转录试剂操作流程

分取预混试剂



-20℃保存时试剂不冻结，易于分取操作

添加RNA溶液



预添加特殊的辅助蛋白质，无需热变性步骤，直接进行反转录反应

反转录反应



反转录反应快速，仅需10-20 min

失活



PCR、文库制备等

PrimeScript系列反转录及关联产品

15-40% off


产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-)	基础反转录酶，延伸能力强，性价比高，可用于较长cDNA的合成	2641A	10,000 U	¥ 401	¥ 241
		2641B (A × 4)	40,000 U	¥ 1,522	¥ 913
PrimeScript™ II Reverse Transcriptase	PrimeScript系列反转录酶，添加辅助蛋白质，可避免RNA二级结构对cDNA合成的抑制，合成的cDNA更长	2690A	10,000 U	¥ 1,282	¥ 769
		2690B (A × 4)	40,000 U	¥ 4,617	¥ 2,770
		2690C (A × 10)	100,000 U	¥ 10,895	¥ 6,537
PrimeScript™ 1st Strand cDNA Synthesis Kit	初代PrimeScript反转录试剂盒，含有1st Strand cDNA合成所需的全部试剂	6110A	50 次	¥ 1,261	¥ 757
		6110B (A × 4)	200 次	¥ 4,546	¥ 2,728
PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit	二代PrimeScript反转录试剂盒，配备PrimeScript II RTase，合成的cDNA本底更低，纯度更高，完整性更好	6210A	50 次	¥ 1,372	¥ 823
		6210B (A × 4)	200 次	¥ 4,937	¥ 2,962
PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix	预混型PrimeScript反转录试剂盒，真正的预混型试剂，配制反应液时只需加入模板和水，反应时无需RNA热变性步骤，10-20 min即可完成反转录反应（长达13 kb的RNA）	6215A	50 次	¥ 1,500	¥ 1,050
		6215B (A × 4)	200 次	¥ 5,400	¥ 3,780
Recombinant RNase Inhibitor	从大肠杆菌中纯化的猪肝RNA酶抑制剂的重组体，反转录反应的黄金搭档	2313A	5,000 U	¥ 471	¥ 400
		2313B (A × 5)	25,000 U	¥ 2,113	¥ 1,796
RNase-free Water	非DEPC处理的RNase Free水，并且不含DNase。适用于RNA样品的制备、反应液配制等	9012	1 ml × 10 支	¥ 65	¥ 55

PrimeScript系列RT-PCR产品

30% off


产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2	延伸能力强的one step RT-PCR试剂	RR055A	50 次	¥ 1,472	¥ 1,030
		RR055B (A × 4)	200 次	¥ 5,297	¥ 3,708
PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus)	可直接电泳的one step RT-PCR试剂	RR057A	50 次	¥ 1,582	¥ 1,107
		RR057B (A × 4)	200 次	¥ 5,697	¥ 3,988

多样的基因克隆解决方案



SMARTer® RACE 5'/3' Kit克隆抗体可变区

SMARTer® RACE 5'/3' Kit 是利用SMART技术的RACE (Rapid amplification of cDNA ends) 试剂盒, 不需要连接接头即可实现cDNA的合成。合成之后的cDNA, 可直接用于5' RACE PCR或3' RACE PCR。因此仅通过简单的操作即可克隆抗体的可变区域。CAR-T等T细胞疗法也可以使用该产品。



探索未知序列的利器——SMARTer® RACE 5'/3' Kit, 我们不一样!

三大技术联合五项高性能试剂的高端搭配, 为您的5'/3' RACE保驾护航, 让您的实验与成功环环相扣!

- SMART核心技术及试剂** 巧妙的末端转换机制, 轻松、高效反转录未知序列, 合成高质量cDNA
- Suppression PCR技术** 严谨的设计是低背景的有力保障
- In-Fusion无缝克隆技术及试剂** 快速高效的无缝连接, 让克隆操作不再是限速步骤
- SeqAmp DNA Polymerase** 专为SMART技术优化的热启动型高保真酶, 可有效扩增长片段及困难模板
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-Up Kit** 高品质的柱式法PCR纯化试剂, 不吝啬实验的每个细节
- Stellar 感受态细胞*** 效率为上, 特别适用于文库构建以及大载体/片段的克隆, In-Fusion无缝克隆的黄金搭档

*: 现已推出不含感受态细胞的SMARTer RACE试剂盒 (Code No. 634499), 便于长时间存放, 组分选择空间更大, 实验搭配更灵活

SMARTer系列高灵敏度cDNA合成产品

20% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
SMARTer® RACE 5'/3' Kit 已包含SeqAmp PCR酶、In-Fusion克隆试剂、感受态细胞和SMART-Scribe反转录酶	获得5' RACE和3' RACE片段, 品质更高, 价格更低	634858	10 次	¥ 8,143	¥ 6,514
		634859	20 次	¥ 15,472	¥ 12,378
SMARTer® RACE 5'/3' Kit (no competent cells)	634859的不含感受态细胞的包装形式	634499	20 次	¥ 12,331	¥ 9,865
Universal Primer Mix		634922	100 次	¥ 1,709	¥ 1,367
SMARTer® PCR cDNA Synthesis Kit ^{*1}	获得全长cDNA	634925	10 次	¥ 9,500	¥ 7,600
		634926	20 次	¥ 16,047	¥ 12,838
Advantage® 2 Polymerase Mix	经过验证优化的PCR扩增酶	639201	100 次	¥ 3,403	¥ 2,722
		639202	500 次	¥ 13,651	¥ 10,921
		639206	100 次	¥ 5,904	¥ 4,723
		639207	30 次	¥ 1,891	¥ 1,513
Advantage® 2 PCR Kit					

*1: 该产品不包含PCR酶, 推荐使用Clontech的Advantage 2 PCR Kit。

促销活动时间: 2022.3.1 – 2022.4.30

www.takarabiomed.com.cn

多样的基因克隆解决方案



In-Fusion无缝克隆流程

1. PCR扩增




2. In-Fusion反应 (50°C, 15 分钟)




克隆效率横纵对比

【纵向对比】与上一代In-Fusion HD产品对比多片段克隆效果
——多片段克隆效率大幅提升



【横向对比】保持高正确性
——获得的克隆菌落数比其他同类产品更多



Snap Assembly HD

新升级的In-Fusion Snap Assembly系列, 延续了上一代In-Fusion HD系列的优点, 在保证正确率的基础上, 大大提高了克隆效率, 转化后得到菌落数更多, 一致性更好, 特别适用于多片段克隆以及高通量实验, 同时操作步骤不变, 即使多片段克隆也仅需15 min, 是性价比更高的选择哦!

基本款In-Fusion试剂盒, 高性价比的选择

25% off

购买下表In-Fusion Snap系列产品 (638947/48/49), 即可获得京东卡, 多买多送, 上不封顶。

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	HD系列的升级版, 价格不变, 效果更好, 真·性价比之选!	638947	10 次	¥1,155	¥866 + 50元京东卡
		638948	50 次	¥5,204	¥3,903 + 200元京东卡
		638949	250 次	¥20,747	¥15,560 + 800元京东卡
In-Fusion® HD Cloning Kit	基本款, 包含In-Fusion克隆的核心试剂, 简约不简单。	639648	10 次	¥1,155	—
		639649	50 次	¥5,204	¥3,903
		639650	100 次	¥9,221	¥6,916

赠礼活动精简条款与条件请见封底。

促销活动时间: 2022.3.1 - 2022.4.30

www.takarabiomed.com.cn

多样的基因克隆解决方案



TA克隆及酶切连接试剂

20-50% off or 买赠活动

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
T-Vector pMD™20	T载体	3270	1.0 μg	¥ 721	—
T-Vector pMD™19 (Simple)		3271	1.0 μg	¥ 410	—
DNA Ligation Kit Ver.2.1	连接试剂盒	6022	1 Kit (100 次)*1	¥ 501	¥ 401
DNA Ligation Kit <Mighty Mix>		6023	1 Kit*1	¥ 501	¥ 401
Blunting Kination Ligation (BKL) Kit		6127A	24 次	¥ 841	¥ 673
TaKaRa DNA Ligation Kit LONG		6024	1 Kit*2	¥ 631	—
T-Vector pMD™19 (Simple) × 2 + DNA Ligation Kit Ver.2.1	T载体+连接试剂盒的促销专属套装	3271-C1	1.0 μg × 2 30 次	¥ 410 × 2 ¥ 200	¥ 510
pMD™18-T Vector Cloning Kit	克隆试剂盒，包含T载体和普通连接试剂，带“A”尾的PCR产物可直接进行TA克隆	6011	20 次	¥ 530	买一赠一
pMD™19-T Vector Cloning Kit		6013	20 次	¥ 530	买一赠一
pBackZero-T Vector Cloning Kit		3275	20 次	¥ 631	—
Might TA-cloning Kit	包含pMD™ 20-T载体和DNA Ligation Kit <Mighty Mix>快速连接试剂的克隆试剂盒	6028	20 次	¥ 801	¥ 601
DNA A-Tailing Kit	加A尾试剂盒	6109	20 次	¥ 320	—

*1: 按每次反应使用7.5 μl进行计算，可使用100次。 *2: 本试剂盒对粘性末端的连接反应为50次量，对平末端的连接反应为10次量。

QuickCut系列限制酶


15% off

常规限制酶A&AH包装

25% off

拒绝浪费，还可以选择常用限制酶S小包装产品

※详情请登录Takara官网查询



促销活动时间: 2022.3.1 - 2022.4.30

www.takarabiomed.com.cn

基因功能研究多种应对方案

慢病毒滴度测定

慢病毒浓缩

siRNA体外转录

CRISPR/Cas9基因编辑

慢病毒滴度测定和浓缩工具


20% off

慢病毒表达系统可以将外源基因非常高效地转导到靶细胞中，实现目的基因稳定、持久的表达，适用于原代细胞、干细胞、神经细胞、非分裂细胞等大多数类型的哺乳动物细胞。而病毒滴度是慢病毒成功转导的关键因素，Lenti-X™系列慢病毒高效转导工具可以轻松测定并高效提高慢病毒滴度，实现T细胞高效转导，助力T细胞改造研究！

滴度测定 ELISA法

Lenti-X p24 Rapid Titer Kit


- 通过简便的ELISA方法快速测定病毒滴度
- 4小时可完成病毒滴度测定



滴度测定 GoStix Plus法

Lenti-X GoStix Plus: 一款更快速、更智能的慢病毒滴度测定试剂盒


- 配合使用手机APP，仅需10分钟就可定量测定病毒滴度
- 确定收获病毒的理想时机，确保一致的转导效率



滴度测定 qRT-PCR法

Lenti-X qRT-PCR Titration Kit


- 通过一步qRT-PCR方法快速测定病毒滴度
- 4小时可完成病毒滴度测定



慢病毒 浓缩试剂

Lenti-X Concentrator: 一款简单、快速、高效的慢病毒浓缩试剂

- 操作简单，无需超速离心
- 全程约1 hr，可在较短时间快速完成病毒纯化
- 病毒滴度可提高10-100倍，回收率高达90%
- 浓缩效果不受浓缩规模和病毒滴度的影响



IL-2 GoStix™ Plus、IFN-gamma GoStix™ Plus和TNF-alpha GoStix™ Plus可用于10分钟快速测定人细胞因子，了解详情请登录官网。

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Lenti-X™ Concentrator	慢病毒浓缩试剂	631231	100 ml	¥ 2,984	¥ 2,387
		631232	500 ml	¥ 10,205	¥ 8,164
Lenti-X™ qRT-PCR Titration Kit	慢病毒滴度测定 (qRT-PCR法)	631235	200 次	¥ 6,010	¥ 4,808
Lenti-X™ GoStix(20) plus	慢病毒滴度测定 (GoStix Plus)	631280	20 tests	¥ 5,811	¥ 4,649
Lenti-X™ p24 Rapid Titer Kit	慢病毒滴度测定 (ELISA法)	632200	96 次	¥ 7,076	¥ 5,661

体外转录产品

15% off

- 试剂盒配备齐全，性价比高


包含实验必备的关键酶（T7 RNA Polymerase、RNase T1）、Buffer、NTP、对照模板以及RNase Inhibitor。

- 可高效合成大量单链RNA

以试剂盒提供的20 ng Control Template为模板，可在20 μ l体系中转录合成约10 μ g的2 kb单链RNA。

- 用于制备siRNA

操作灵活，步骤简单，试剂盒中包含RNase T1，可特异性切断单链RNA的鸟苷酸3'端磷酸，特别适合自制多个siRNA用于筛选性RNAi实验。



产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
<i>in vitro</i> Transcription T7 Kit (for siRNA Synthesis)	6140	50 次	¥ 2,504	¥ 2,128

CRISPR/Cas9基因编辑工具

20% off

基因编辑研究近期趋势


“直接”导入Cas9-sgRNA核糖核蛋白（RNP）复合物进行基因编辑成为近几年研究趋势。

Cas9蛋白质和sgRNA的复合物（RNP: Ribonucleoprotein）导入细胞后，会迅速激活DNA剪切活性，可快速切断靶标序列。另外，由于RNP在细胞内能够快速分解，从而能够有效避免基因组上靶标序列以外的相似序列被切断（off-target效应），这种方式也因此成为近期CRISPR/Cas9基因组编辑研究趋势。

【参考文献】

Genome Editing in Human Pluripotent Stem Cells: Approaches, Pitfalls, and Solutions. Hendriks WT. *et al.*, *Cell Stem Cell* 2016; **18**: 53.

使用NCBI检索到的文献数量



无论哪种导入法，相关文献数量都在逐年增加。

基因功能研究多种应对方案

RNP基因编辑配套经典推荐

Guide-it Recombinant Cas9 (10 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$)
高蛋白质浓度，含NLS信号，有效突变导入。


- 酿脓链球菌来源野生型重组Cas9蛋白质
- 高蛋白质浓度(10 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$)，适用于电穿孔
- 含有NLS（核定位信号），导入后迅速转运至细胞核
- 50%甘油浓度，可在-20℃保存

Guide-it Complete sgRNA Screening System
简便的sgRNA体外转录和筛选系统，提高成功率。

- sgRNA产量可达到约12 μg 以上
- PrimeSTAR酶扩增sgRNA编码模板，特异性高
- 柱式纯化方式，不需要进行繁琐的苯酚/氯仿抽提纯化
- 可直接以细胞为起始进行PCR，制备DNA剪切模板

实验例：人诱导多能干细胞（hiPSC）CD81基因敲除效果

将Cas9/sgRNA RNP复合物，通过电穿孔方式导入至两种不同的hiPSC中敲除CD81基因，流式细胞仪检测结果显示，电穿孔10天后敲除效率分别为85%和91%。经验证该Cas9蛋白质溶液是无菌的，并且具有良好的哺乳动物细胞耐受性。



① 我们也提供**GMP级别重组Cas9蛋白质**，了解详情请登录官网查询Recombinant Cas9 Protein GMP grade (Code No. T230)。

基因编辑后突变检测利器，新手小白力荐

Guide-it Mutation Detection Kit

All-in-one的基因编辑后突变检测试剂盒，省去优化烦恼。

- PCR方法简单快速检出细胞基因组中导入的插入、缺失突变
- 包含了DNA剪切酶、PCR扩增酶、DNA提取缓冲液
- 可直接以动植物组织为起始进行PCR扩增，无需DNA提取过程
- 与Cel1酶相比，特异性和检测灵敏度更高（后者相差5倍以上）

推荐：在筛选细胞克隆前检测评价细胞群基因编辑效率，可以提高细胞克隆筛选效率。用途广泛，不仅可用于动物样品，还可用于植物、微生物等样品。



产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Guide-it™ Mutation Detection Kit	631448	25 次	¥ 2,609	¥ 2,087
Guide-it™ Mutation Detection Kit	631443	100 次	¥ 5,771	¥ 4,617
Guide-it™ sgRNA In Vitro Transcription Kit	632635	50 次	¥ 8,771	¥ 7,017
Guide-it™ Complete sgRNA Screening System	632636	50 次	¥ 10,701	¥ 8,561
Guide-it™ sgRNA Screening Kit	632639	50 次	¥ 4,810	¥ 3,848
Guide-it™ Recombinant Cas9 (10 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$)	632678	200 μg	¥ 4,755	¥ 3,804
Guide-it™ Recombinant Cas9 (10 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$)	632679	500 μg	¥ 8,868	¥ 7,094

蛋白质检测：高性价比的蛋白质定量试剂

20% off

BCA法定量

- 适合含有表面活性剂的样品（~5% Triton X-100、5% SDS、~4 M Guanidine-HCl等）。
- 针对不同种类蛋白质，测定值变动很小，可在20~2,000 $\mu\text{g/ml}$ 广泛的范围内获得良好的线性关系。

Bradford法定量

- 适合含有还原剂的样品（~100 mM DTT、~1 M Glucose、~1 M 2-ME等）。
- 操作简单迅速，可在1~1,000 $\mu\text{g/ml}$ 的范围内进行定量。

※详情请登录Takara官网查询

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa BCA Protein Assay Kit	T9300A	500 次 ^{*1} /2500 次 ^{*2}	¥ 1,001	¥ 801
TaKaRa Bradford Protein Assay Kit	T9310A	500 次 ^{*1} /2500 次 ^{*2}	¥ 1,116	¥ 893

*1: 1 ml反应体系 *2: 200 μl 微量反应体系

蛋白质检测：Western Blotting三大特色工具

20% off

工具1：用于降低背景

对应制品：Western BLoT Blocking Buffer (Fish Gelatin) (T7131A)

Western BLoT Blocking Buffer (Protein Free) (T7132A)

特点：**Fish Gelatin** · 鱼来源，不会与哺乳动物来源的抗体出现非特异性交叉反应。

· 即用型试剂，无需稀释，可直接用于封闭操作。

Protein Free · 化学成分的封闭缓冲液，不含蛋白质，即用型试剂。

· 与Western BLoT Immuno Booster PF (T7115A) 联用，可在不含外源蛋白质的体系下进行检测分析。

工具2：用于实验条件研讨、优化

对应制品：Western BLoT Stripping Buffer (T7135A)

特点：本制品能在室温下从膜上温和剥离一抗和二抗但不影响膜上结合的待检测蛋白质，有助于实验者重新研讨、优化实验条件，在同一张膜上进行目的蛋白质的再次检测。

工具3：用于增强检测灵敏度

对应制品：Western BLoT Immuno Booster (T7111A)

Western BLoT Immuno Booster PF (T7115A)

特点：① 促进抗原抗体反应，可将检测灵敏度提高几倍至几十倍。

② 稀释抗体，节省抗体用量。

③ T7115A不含蛋白质，可与Western BLoT Blocking Buffer (Protein Free) (T7132A) 联用，在不含外源蛋白质的体系下进行检测分析。

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Western BLoT Blocking Buffer (Fish Gelatin)	T7131A	1 L	¥ 1,382	¥ 1,106
Western BLoT Blocking Buffer (Protein Free)	T7132A	500 ml	¥ 1,342	¥ 1,074
Western BLoT Immuno Booster	T7111A	各250 ml	¥ 2,188	¥ 1,750
Western BLoT Immuno Booster PF	T7115A	250 ml	¥ 2,000	¥ 1,600
Western BLoT Stripping Buffer	T7135A	500 ml	¥ 953	¥ 762

传统树脂纯化

His60 镍离子树脂 TALON® 钴离子树脂



特点：产物收量高，可达60 mg/ml树脂，适用于大量制备

特点：产物纯度高，收量可达20 mg/ml树脂，适用于高纯度制备

Capturem™新型膜技术纯化



- 多种产品规格可供选择



- 特点：实验操作速度快，小量纯化最快5 min即可完成，适用于筛选和验证性实验（*Large Volume规格的产品可纯化500 ml大体积样品，操作仅需15~30 min，收量可达25 mg/unit）


【TALON®树脂 vs Ni-NTA树脂】

- 比较Ni-NTA树脂和TALON®树脂对BL21(DE3) pLysS细菌株来源的SlyD蛋白质(27 kDa)的结合能力(SlyD:含有2价金属离子结合部位的脯氨酰异构酶)




由上图可见，Ni-NTA Resin能够非特异性吸附SlyD，因而导致非目的蛋白质的混入。TALON® Resin无论是变性条件还是非变性条件都没有非特异性吸附。因此没有非目的蛋白质混入，从而能够进行高纯度的纯化。

【Capturem™膜技术 vs 传统树脂】



* 在Capturem膜上偶联不同的配基，可实现不同的应用。例如蛋白质纯化、抗体纯化以及细胞外囊泡的提取等。

Capturem™ 系列丰富的产品线



蛋白质纯化：His-tag蛋白质纯化

20% off

产品线丰富，涵盖传统His60镍离子树脂、特色TALON®钴离子树脂及Capturem™新型膜技术纯化产品，提供多种His-tag蛋白质纯化解决方案。

产品名称	概要	Code No.	包装量	瓶装树脂	预装柱	目录价	优惠价
His60 Ni Gravity Columns	重力流镍离子树脂	635657	5 × 1 ml Columns		●	¥ 1,249	¥ 999
His60 Ni Superflow Resin	适用于FPLC的 镍离子树脂	635659	10 ml	●		¥ 1,558	¥ 1,246
		635660	25 ml	●		¥ 3,350	¥ 2,680
TALON® Metal Affinity Resin	重力流钴离子树脂	635501	10 ml	●		¥ 1,459	¥ 1,167
		635502	25 ml	●		¥ 3,103	¥ 2,482
		635503	100 ml	●		¥ 11,456	¥ 9,165
		635504	250 ml	●		¥ 22,879	¥ 18,303
HisTALON™ Gravity Columns		635655	5 × 1 ml Columns		●	¥ 1,637	¥ 1,310
TALON® Superflow Metal Affinity Resin	适用于FPLC的 钴离子树脂	635507	100 ml	●		¥ 13,138	¥ 10,510
		635670	250 ml	●		¥ 27,633	¥ 22,106
HisTALON™ Superflow Cartridges		635683	1 × 5 ml Column		●	¥ 1,946	¥ 1,557

产品名称	Code No.	包装量	操作用时	上样量	收量	目录价	优惠价
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	635710	20 次	5 min	约800 µl	0.1 mg/column	¥ 2,545	¥ 2,036
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	635713	6 次	15 min	约25 ml	1.5 mg/column	¥ 3,316	¥ 2,653
Capturem™ His-Tagged Purification 96	635714	1 × 96 well plate	15 min	约1,000 µl	0.1 mg/well	¥ 4,691	¥ 3,753
Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume	635724	4 次	15~30 min	约500 ml	10~25 mg/unit	¥ 5,462	¥ 4,370
Capturem™ His-Tagged Purification 24-well Plate	635730	1 × 24 well plate	15 min	约4.5 ml	0.8 mg/well	¥ 4,888	¥ 3,910

蛋白质纯化：抗体纯化

20% off

基于Capturem™新型膜技术，特别适合抗体的小量、快速、大规模筛选及验证，其中高通量的24 well plate是抗体药物研发特别是药物代谢及药代动力学研究的理想辅助工具。

产品名称	Code No.	包装量	操作用时	上样量	收量	目录价	优惠价
Capturem™ Protein A Miniprep	635717	12 次	5 min	200~800 µl	0.3 mg/column	¥ 2,545	¥ 2,036
Capturem™ Protein A Maxiprep	635720	6 次	15 min	2~20 ml	2.5 mg/column	¥ 3,803	¥ 3,042
Capturem™ Protein A 24-Well Plate	635731	1 × 24 well plate	15 min	0.5~4.5 ml	0.4 mg/well	¥ 5,777	¥ 4,622
Capturem™ Protein A Buffer	635746	100 ml	—	—	—	¥ 934	¥ 747
Capturem™ Protein G Miniprep	635725	10 次	5 min	100~800 µl	50~100 µg/column	¥ 2,545	¥ 2,036
Capturem™ Protein G Maxiprep	635727	6 次	15 min	2~20 ml	1~2 mg/column	¥ 3,803	¥ 3,042
Capturem™ Protein G 24-Well Plate	635732	1 × 24 well plate	15 min	0.5~4.5 ml	约0.6 mg/well	¥ 5,777	¥ 4,622

蛋白质研究灵活应对方案

蛋白质互作研究：蛋白质快速IP & Co-IP试剂盒

20% off

Capturem™ IP & Co-IP Kit是基于Protein A原理、应用Capturem™膜技术的快速免疫沉淀产品，为快速提取“抗体-蛋白质”或“抗体-蛋白质-蛋白质”复合物提供了完整、易用性的解决方案。

产品特点

- 实验操作简单快速，抗体与样品孵育之后在室温下进行的纯化仅需5 min
- kit中包含用于IP和Co-IP实验的纯化柱和buffer，且均经过优化
- 洗脱液体积小，产物浓度高
- 样品在膜上停留时间短，避免复合物的凝集、降解或失活
- 一次性使用，能避免交叉污染

试剂盒组成


Box 1:

- 12 Capturem IP & Co-IP Columns

Box 2:

- Lysis/Equilibration Buffer (12 ml)
- Wash Buffer (2 ml)
- Elution Buffer (1 ml)
- Protease Inhibitor Cocktail (100X) (100 μl)

快速纯化流程




产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Capturem™ IP & Co-IP Kit	635721	12 次	¥ 2,545	¥ 2,036


蛋白质-蛋白质相互作用经典研究方法：酵母双杂交技术

基本原理：

将待研究的蛋白质分别融合到Gal4转录因子的独立DNA结合域及转录激活结构域，如果这两种蛋白质本身有相互作用，它们便可重组形成功能完整的Gal4，从而激活报告基因的表达。



互作蛋白质筛选流程



Matchmaker®系列产品为酵母杂交实验提供一站式解决方案，推荐使用Matchmaker®系列培养基、AbA抗生素，蓝白斑筛选底物X-α-gal以及其他相关配套试剂，并严格按照说明书内容进行操作，以获取更好的实验效果。

成功案例

【植物研究领域】确认水稻蛋白质PAP90与D1蛋白质之间具有相互作用：

Reddy M R, Mangrauthia S K, V Somu, *et al.* PAP90, a novel rice protein plays a critical role in regulation of D1 protein stability of PSII[J]. *Journal of Advanced Research*, 2020.

【动物研究领域】从小鼠胚胎文库中筛选与Necdin蛋白质具有互作的蛋白质：

Lu R, Dong Y, Li J D. Necdin regulates BMAL1 stability and circadian clock through SGT1-HSP90 chaperone machinery[J]. *Nucleic Acids Research*, 2020,14(14).


【微生物研究领域】筛选与病原真菌蛋白质具有相互作用的水稻宿主蛋白质：

Xu G, Zhong X, Shi Y, *et al.* A fungal effector targets a heat shock-dynamin protein complex to modulate mitochondrial dynamics and reduce plant immunity[J]. *Science Advances*, 2020, 6(48).

蛋白质-DNA相互作用研究方法：酵母单杂交技术

Matchmaker® Gold Yeast One-Hybrid Library Screening System (Code No. 630491)

- AbA抗性筛选大大减少背景克隆
- SMART技术合成cDNA
- 酵母体内直接完成文库构建和筛选



蛋白质研究灵活应对方案

20-25% off or 买赠活动

全新组合装更优惠!

多买多送

上不封顶

2022年春促期间, 推出全新Minimal SD+DO supplement培养基组合装, 购买任意Minimal SD (630411/12) +DO supplement (630417/19/28) 培养基组合装20% off+赠100元京东卡一张!

¥100
京东卡

赠礼活动精简条款与条件请见封底。

加赠

50元京东卡

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System	酵母双杂交系统	630489	Each	¥12,038	¥9,630
Make Your Own "Mate & Plate™" Library System	酵母双杂交文库构建系统	630490	5 Rxns	¥18,726	¥14,981
Matchmaker® Gold Yeast One-Hybrid Library Screening System	酵母单杂交系统	630491	5 Rxns	¥21,865	¥17,492
Mate & Plate™ Library-Universal Arabidopsis(Normalized)	均一化拟南芥预制文库	630487	5 × 1 ml	¥15,335	¥12,268
SD/-Trp Broth	方便包装培养基, 已将各组分混合到一起, 使用时只需溶解、定容然后灭菌就可以, 无需称量和调配。	630308	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-Trp with Agar		630309	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-Leu Broth		630310	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-Leu with Agar		630311	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-His with Agar		630313	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-Ura Broth		630314	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-Ura with Agar		630315	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-Leu/-Trp Broth		630316	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-Leu/-Trp with Agar		630317	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-His/-Leu/-Trp Broth		630318	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-His/-Leu/-Trp with Agar		630319	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth		630322	10 × 0.5 L	¥1,581	¥1,265
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar		630323	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
DO Supplement -Leu/-Trp	可与SD基本培养基组成酵母的筛选培养基	630417	10 g	¥772	¥618
DO Supplement -His/-Leu/-Trp		630419	10 g	¥772	¥618
DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp		630428	10 g	¥772	¥618
YPDA Broth	用于未转化的酵母菌常规培养	630306	10 × 0.5 L	¥1,714	¥1,371
YPDA with Agar		630307	10 × 0.5 L	¥2,313	¥1,850
Minimal SD Base	不含氨基酸的酵母基本培养基	630411	267 g	¥2,269	¥1,815
Minimal SD Agar Base		630412	467 g	¥3,262	¥2,610
Aureobasidin A	金担子素A, 用于抗生素抗性筛选	630466	1 mg	¥2,373	¥1,898
Aureobasidin A		630499	10 mg	¥6,135	¥4,908
X-alpha-Gal	酵母半乳糖苷酶显色底物, 用于蓝白斑筛选	630462	100 mg	¥2,694	¥2,021
X-alpha-Gal		630463	250 mg	¥4,453	¥3,340
Yeastmaker™ Yeast Transformation System 2	酵母转化试剂盒	630439	Each	¥4,896	¥3,917
Yeastmaker™ Carrier DNA		630440	5 × 1 ml	¥4,296	¥3,437
Easy Yeast Plasmid Isolation Kit	酵母质粒提取试剂盒	630467	50 preps	¥3,947	¥3,158
Quick & Easy Yeast Transformation Mix	小规模快速酵母转化试剂盒, 转化操作无需使用酵母感受态细胞	631851	20 Rxns	¥3,178	¥2,542
Matchmaker® Insert Check PCR Mix 1	酵母单杂交bait插入片段验证试剂盒	630496	100 Rxns	¥2,094	¥1,675
Matchmaker® Insert Check PCR Mix 2	酵母单、双杂交文库筛选阳性克隆验证试剂盒	630497	100 Rxns	¥2,094	¥1,675

癌症研究进展突出，体液样本标志物分析备受关注

癌症依然是全球主要的公共卫生问题，严重威胁人类生命健康。

科学家对癌症研究的脚步也从未停下。近年来，液体活检包括游离DNA (cfDNA)、外泌体 (exosome)、循环肿瘤细胞 (CTC) 等分析，作为一种微创的样本分析方法，是癌症研究中重要分支。这些方法在很大程度上是由于NGS等技术的发展而实现的，利用NGS对整个基因组或数千个突变同时进行高效测序，可以作为生物标志物检测和发现的有力工具。但基于上述体液样本进行癌症研究时，科研人员常面临多种挑战，需要更简便好用的解决方案。

Takara从容面对以上研究瓶颈，提供高品质的癌症研究文库构建方案，以帮助您加快癌症研究或药物发现的工作。

1. cfDNA样本建库行家—ThruPLEX DNA-Seq Kit (Code No. R400674)

必杀技

“真” 单管操作，建库过程中无需转管或纯化！

兼容50 pg -50 ng的gDNA起始，即使是样本量少，也可以轻松获得高质量的数据！

★ 文献案例：

Smith, C. G. *et al.* Comprehensive characterization of cell-free tumor DNA in plasma and urine of patients with renal tumors. *bioRxiv* 758003 (2019).

研究人员对90例肾肿瘤患者血浆和尿液中ctDNA样本，进行了ctDNA异质性和潜在的临床应用研究。其中使用ThruPLEX DNA-seq Kit构建测序文库。

2. 外泌体RNA样本建库行家—SMARTer Stranded Total RNA-Seq Kit v2 – Pico Input Mammalian (Code No. 634411)

必杀技

“非同一般”的建库模式，无需前处理rRNA即可在6 h内完成文库构建！

支持皮克级total RNA起始，富集后RNA品质较低 (RIN:2-10) 也无需担心！

★ 文献案例：

Bouchareychas L. *et al.* High Glucose Macrophage Exosomes Enhance Atherosclerosis by Driving Cellular Proliferation & Hematopoiesis[J]. *iScience*, 2021:102847.

该实验研究了在高血糖条件下产生的EV是否可以传递驱动动脉粥样硬化的信号。其中对外泌体来源的total RNA样本，使用该试剂盒进行构建RNA-Seq文库。

3. CTC样本建库行家—PicoPLEX Gold Single Cell DNA-Seq Kit (Code No. R300669)

必杀技

“飞一般的感觉”，4步3小时就可实现从细胞到文库产物的转化！

“非线性预扩增+发夹结构”加持，保证扩增的均一性，可用于高品质的CNV和SNV分析！

★ 文献案例：

Chang TY. *et al.* Comparison of Genetic Profiling between Primary Tumor and Circulating Tumor Cells Captured by Microfluidics in Epithelial Ovarian Cancer: Tumor Heterogeneity or Allele Dropout?. *Diagnostics (Basel)*. 2021;11(6):1102.

本研究目的是对上皮性卵巢癌来源的CTC以及原发性肿瘤之间进行遗传学比较分析。其中采用PicoPLEX Gold Single Cell DNA-seq Kit对捕获的CTC进行WGA分析。

STEM抗体，“文献收割机”，甚好甚好！



STEM抗体，也称“**神仙抗体**”，用于标记移植到模式动物中的人类细胞的存活、生长、转移、分化情况，累计已有多篇**异种移植模型（Xenograft models）**文献发表使用，涉及基础研究、生物转化、临床前验证和生物医学工程方向。

STEM101（Y40400，曾用名SC101） 对人类细胞核内Ku80蛋白质特异反应，用于标记移植的人细胞核。

STEM121（Y40410，曾用名SC121） 对人类脑、肝脏、胰腺等组织来源的细胞中的细胞质蛋白质特异反应，用于标记移植的人细胞质。

STEM123（Y40420，曾用名SC123） 对人类星型胶质细胞标志物-神经胶质元纤维酸性蛋白质（GFAP）特异反应，用于标记人细胞神经分化情况。

文献是更靠谱的测评博主，话不多说，上文献！ 2021年新鲜出炉，请按需参考！

1. 期刊: Stem Cell Res Ther; 时间: Jul 15, 2021; PubMed ID: 34266502

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells on aortic atherosclerotic plaque in a high-fat diet rabbit model

Yanhong Li, Guiying Shi

划重点：探讨人脐带间充质干细胞对主动脉粥样硬化斑块的治疗潜力，模式动物为高脂饮食兔模型，使用STEM121（Y40410）标记人类细胞。

2. 期刊: Cell Transplant; 时间: Jun 18, 2021; PubMed ID: 34144647

Intravenous Administration of Human Amniotic Mesenchymal Stem Cells in the Subacute Phase of Cerebral Infarction in a Mouse Model Ameliorates Neurological Disturbance by Suppressing Blood Brain Barrier Disruption and Apoptosis via Immunomodulation

Yasunori Yoshida, Toshinori Takagi

划重点：向亚急性期脑梗死小鼠模型中静脉注射人羊膜间充质干细胞，研究发现人羊膜间充质干细胞可以通过免疫调节来抑制血脑屏障破坏和细胞凋亡，进而改善神经功能障碍，其中使用STEM101（Y40400）标记人类细胞。

3. 期刊: Stem Cell Res Ther; 时间: Jun 2, 2021; PubMed ID: 34078462

Human amnion-derived mesenchymal stem cells improved the reproductive function of age-related diminished ovarian reserve in mice through Ampk/FoxO3a signaling pathway

Hanwen Hanwen Liu Liu, Chunyan Chunyan Jiang Jiang

划重点：人羊膜间充质干细胞通过Ampk/FoxO3a信号通路来改善卵巢生殖功能，模式动物为因年龄因素引起卵巢储备减少的小鼠，使用STEM121（Y40410）标记人类细胞。

4. 期刊: Front Cell Dev Biol; 时间: Apr 27, 2021; PubMed ID: 33987180

Transplanted Erythropoietin-Expressing Mesenchymal Stem Cells Promote Pro-survival Gene Expression and Protect Photoreceptors From Sodium Iodate-Induced Cytotoxicity in a Retinal Degeneration Model

Avin Ee-Hwan Koh, Hiba Amer Alsaeedi, Chenshen Lam

划重点：在视网膜变性大鼠模型中，通过移植入表达促红细胞生成素的间充质干细胞，可以提高促生存基因的表达并保护光感受器免受碘酸钠诱导的细胞毒性，其中使用STEM121（Y40410）标记人类细胞。

5. 期刊: Front Aging Neurosci; 时间: Mar 10, 2021; PubMed ID: 33776747

Intranasal Transplantation of Human Neural Stem Cells Ameliorates Alzheimer's Disease-Like Pathology in a Mouse Model

Mei-Hong Lu, Wen-Li Ji, Xiu-Yun Zhao

划重点：探究鼻内移植人神经干细胞对阿尔茨海默症的治疗改善，模式动物为阿尔茨海默症样病理小鼠，使用STEM121（Y40410）标记人类细胞。

提升生物标志物发掘，看Takara单细胞全长转录组方案

剪接变异 (splice variants) 或选择性异构体 (alternative isoforms) 对于理解人类健康和疾病具有重要的作用。据估计，人类基因组中绝大部分编码蛋白质的基因都存在可变剪接，是蛋白质多样性的重要来源。众多肿瘤关联基因受可变剪接的调控，肿瘤特异性剪接变异作为生物标志物有明确的诊断价值，并且在新型疗法中可能作为潜在的药物靶点加以利用。


当前生物学与医学研究中面临的众多挑战之一就是基因型与细胞表型进行关联，单细胞RNA测序可以用于解决该问题，mRNA全长转录组测序具备良好的检测灵敏度和覆盖度，能够对罕见的生物学变异进行有效发掘，如可变剪接、基因融合、SNVs等。

基于SMART-Seq技术的高通量单细胞全长转录组方案，提升生物标志物研究！

Takara高通量单细胞分选系统

ICELL8 cx Single-Cell System可以提供从单细胞分选到测序文库构建的完整解决方案，实现自动化、高通量的单细胞全长转录组研究！


ICELL8 cx Single-Cell System



SMART-Seq Pro Application Kit (Code No. 640257)

经过对实验流程与反应体系等环节的进一步优化，全新推出的SMART-Seq Pro Application Kit拥有更好的全长mRNA检测表现。文库覆盖mRNA全长序列，发掘更多“深藏”于转录组中稀有的生物标志物信息。与基于孔板的Smart-seq2方法相比较，SMART-Seq Pro的基因检测能力明显提升（PBMCs样本案例数据）。除优化后的SMART-Seq试剂外，SMART-Seq Pro同时提供了微孔芯片等ICELL8 cx单细胞全长转录组方案所需的试剂耗材。一张微孔芯片可同时完成1,200–1,500个单细胞SMART-Seq文库构建，配合ICELL8 cx系统与Cogent™ NGS生物信息学分析工具，获得从文库制备到数据分析的端到端解决方案体验！

PBMCs样本案例数据



Cogent™ NGS生物信息学分析工具

由Illumina测序平台产出的下机数据可通过Cogent™ NGS Analysis Pipeline进行解析。输出数据可进一步用于个性化分析，也可通过Cogent™ NGS Discovery Software进行测序结果的可视化分析，如UMAP分析、t-SNE分析等。转录本计数分析功能、基因融合覆盖显示功能为单细胞全长转录组提供多样化分析选择。

文献案例

Ilaria Iacobucci, *et al.* Modeling and targeting of erythroleukemia by hematopoietic genome editing. *Blood* **137**(12), 1628–1640 (2021).

研究人员利用ICELL8平台单细胞全长转录组方案鉴定到了不同的白血病亚群，并发现了一种Bcor剪接异构可能与白血病的红系表型有关联。

春季促销赠礼活动精简条款与条件

1. 兑奖对象：满额赠礼活动（封二）只针对购买本促销册促销产品的用户，工业客户订单及签署年度合同的订单不参加此活动。赠送京东卡活动（P5、P6、P8、P11、P21）只针对购买指定产品的用户。
2. 兑奖日期：满额赠礼活动（封二）、赠送京东卡活动（P5、P6、P8、P11、P21）兑奖截止到 2022 年 5 月 31 日，请在兑奖日期前联系当地代理商并提供相应兑奖凭证。
3. 兑奖凭证：请联系当地 Takara 代理商，提供客户信息和购买发票复印件（发票日期：2022 年 3 月 1 日 - 2022 年 5 月 31 日）。客户提供的信息将仅用于此次兑奖活动。您已确认 Takara 在用于此次兑奖活动前，已向您明示使用信息的目的、方式和范围，并取得了您的同意。
4. 封二下单礼活动说明：同一姓名、同一手机号认为是同一客户，每位客户仅限获得一份礼品，官网下单无需通过微信再次提交参与活动。
5. 礼品发放：信息核对无误后，将于 2022 年 6 月起开始发放满额送礼活动礼品，根据客户预留的联络信息，由代理商送至兑奖用户处。
6. 部分产品受北京交通情况的影响可能会延迟发货，但赠礼活动以下单日期为准，不受影响，相关兑奖凭证日期可向后顺延。
7. 礼品签收：请在收到礼品时签署“礼品签收回执单”，签收人与礼品申请人需保持一致，并保证身份的真实有效性。
8. 图片仅供参考，请以实物为准。如因电商下架或库存不足，个别礼品将会更换为同等价位的其他礼品。
9. 此促销活动仅针对中国大陆的合格企事业单位用户。兑换赠品或参加此活动即表示您已确认自己受雇佣单位指派领取礼品，应 Takara 要求应当提供雇佣单位指派的相关授权文件，同时未因雇佣、合约、法律规范或其他因素之限制而不得收受来自于 Takara 的礼品。若法律法规或机关 / 机构政策限制时，优惠自行无效。
10. 礼品应用于实验室工作和建设。
11. 礼品图片版权归各品牌厂商所有。
12. 经销商不得参加本次满额送礼活动，也不应通过其关联公司参加本次活动。
13. 礼品发放前需要核实客户无超账期欠款，促销期结束后一个月内结清超期欠款后方可发放。
14. 上述 Takara 指宝日医生物技术（北京）有限公司。
15. 本活动执行过程中遇到任何疑问，可以随时咨询宝日医生物技术（北京）有限公司。



官方微信



官方网站



Clontech Takara cellartis

销售商

宝日医生物技术（北京）有限公司

地址：北京市昌平区科学园路 22 号

（中关村生命科学园内）

电话：010-80720985, 80720986

制造商

宝生物工程（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市经济技术开发区东北二街 19 号

电话：0411-87621671

官 网 地 址：<https://www.takarabiomed.com.cn>

技术咨询热线：4006518761, 4006518769

技术咨询邮箱：service@takarabiomed.com.cn

- 本宣传页上登载的制品，都是以科研为目的。请不要用于其它方面，如：不要用于人、动物的临床诊断和治疗。也不能用于食品、化妆品及家庭用品等方面。
- 未经本公司许可，严禁产品的转售·转让、以转售·转让为目的的产品更改、以及用于商品的制造。
- 专利许可信息请在本公司网站上确认：<https://www.takarabiomed.com.cn>。
- 本宣传页上登载的公司名称及制品名称即使没有特殊标注，使用的也是各公司的商标或注册商标。
- 本宣传页仅限于中国大陆地区客户使用，其他地区客户请咨询当地代理商。
- 本宣传页上记载的价格是 2022 年 3 月 1 日的建议零售价，最新信息请参考公司官网。