

qPCR重磅新品，震撼登场

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR (Code No. CN830)

高速反应 突变型 Taq DNA聚合酶，适用于延伸时间10秒的快速PCR反应程序

高荧光信号 荧光信号值更高，扩增曲线&融解曲线线型更好，信噪比更高

高特异性 buffer添加了引物二聚体抑制因子，更大限度抑制引物二聚体的形成

高稳定性 反应液配制后室温放置48小时仍具有高稳定性，较长操作时间也可获得稳定结果

各仪器平台通用 预混通用参比染料，无需额外添加校正孔间荧光信号的参比染料

防止carryover污染 预混UNG，避免扩增过程中的交叉污染导致的假阳性。PCR程序中使用或不使用可自由选择

防止加样错误 预混可视化色素，减少操作错误

提高退火效率 预混Tli RNaseH（耐热性RNaseH），很好地抑制由于cDNA中残存mRNA对PCR反应造成的阻碍作用，提高退火效率

新增组分 准确稀释 产品新增了组分EASY Dilution II (for Real Time PCR)，用于标准品的稀释，可以获得更准确的定量结果。

注意：CN830不能与EASY Dilution (for Real Time PCR) (Code No. 9160) 共同使用。

NEW 新品上市，丰富活动等您参与！PRODUCT

活动1 免费试用

如果您对现在使用的试剂性能不满意，如果您对我们的新品感兴趣，您可以扫描右侧二维码，填写试用申请，审核通过后，会通过代理商将试用产品送到您的实验室。



试用申请

Code No.	产品名称	包装量 (25 µl反应)	优惠活动
CN830S	TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	80 rxns	免费试用

活动2 新品大促

同庆Takara中国30周年纪念，即日起至11月30日，新品上市特价，诚意满满，不要错过！

Code No.	产品名称	包装量 (25 µl反应)	目录价	优惠活动
CN830A	TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400 rxns	¥ 1,130	¥ 550

活动3 首购好礼

Takara网站会员下单，还有机会获得精美好礼！通过Takara官网下单采购的前200个CN830A，根据购买数量不同，每单可获得不同礼品。



CN830A的数量 ≤ 3个，每单赠送双肩电脑包1个。



CN830A的数量 > 3个，每单赠送低温金属块1个。

活动4 反馈有礼

为了征集更多的成功案例及宝贵意见，特别推出了好评反馈征集活动。扫描右侧二维码，按要求填写反馈表即可获得精美礼品一份（复古色中性笔套装共200个、可擦写磁吸留言板共100个、低温金属块共50个）。



试用反馈

*请登陆Takara官网www.takarabiomed.com.cn查看活动详情