


非凡夏日 Takara智选

活动时间：2020年6月1日-30日



夏日昼长，风清日丽，这美好时光里，

Takara精挑细选深受科研人员喜爱的明星产品，助您实验顺利，

在这个非凡的夏日里获得期盼已久的成果。

从PCR（qPCR）到基因克隆，从CRISPR基因编辑到蛋白质研究，

Takara为您的科研提供全力支持。

此外，我们精心挑选了几款畅销PCR酶参与“夏日惠不同，首购有好礼”的特别活动，

期待通过官网下单的形式，给您带来更便捷的购物体验！

下单有惊喜，好礼送不停

Takara Timer



京东礼品卡



LED小台灯



*买赠礼品活动详情，请见内页说明。

Clontech **Takara** cellartis

核酸纯化产品

Mini,but BEST

15% OFF

~

30% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver.5.0	病毒核酸柱式提取	9766	50 次	¥ 1,102	¥ 937
TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit	通用Total RNA柱式提取	9767	50 次	¥ 1,500	¥ 1,275
TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0	通用gDNA柱式提取	9765	50 次	¥ 650	¥ 553
RNAiso Plus	广谱型试剂，适用于大量提取Total RNA	9108	100 ml	¥ 601	¥ 421
		9109	200 ml	¥ 1,001	¥ 701

反转录试剂 (for qPCR)

40% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)	反转录反应只需15分钟！ 具有较强延伸能力	RR036A	200 次*1	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR036B (A × 4)	800 次*1	¥ 7,456	¥ 4,474
PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time)	RR036是完全premix型试剂	RR037A	200 次*1	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR037B (A × 4)	800 次*1	¥ 7,456	¥ 4,474
PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time)	添加基因组DNA去除反应 (42℃、2分钟) 反转录反应15分钟！	RR047A	100 次*2	¥ 1,963	¥ 1,178
		RR047B (A × 4)	400 次*2	¥ 7,456	¥ 4,474

*1: 10 μl反应体系 *2: 20 μl反应体系

qPCR试剂

40% OFF ~ 50% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
Premix Ex Taq™ (Probe qPCR)	探针法试剂 高性价比	RR390A	200 次	¥ 1,785	¥ 982
		RR390B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,882
Probe qPCR Mix	探针法试剂 PCR损害物抵抗性高 检测灵敏度高	RR391A	200 次	¥ 2,181	¥ 1,309
		RR391B (A × 2)	400 次	¥ 4,144	¥ 2,486
TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus)	染料法试剂 高扩增效率	RR420A	200 次	¥ 1,785	¥ 893
		RR420B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,711
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	染料法试剂 扩增范围广，特异性强	RR820A	200 次	¥ 1,785	¥ 893
		RR820B (A × 2)	400 次	¥ 3,421	¥ 1,711

*1: 50 μl反应体系

探针法One Step RT-qPCR

15% OFF ~ 50% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量*1	目录价	优惠价
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	优化的反应体系 更短时间完成实验	RR064A	100 次	¥ 2,399	¥ 1,200
		RR064B (A × 5)	500 次	¥ 10,797	¥ 5,399
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	适用于病毒、细菌快速检出的 完全预混型试剂	RR600A	200 次	¥ 2,878	¥ 2,446
		RR600B (A × 5)	1,000 次	¥ 13,670	¥ 11,620
PrimeDirect™ Probe RT-qPCR Mix	血液、尿液等样品无需RNA纯化，可直接进行探针法One step RT-qPCR	RR650A	200 次	¥ 3,170	¥ 2,695
		RR650B (A × 5)	1,000 次	¥ 15,000	¥ 12,750

*1: 50 μl反应体系

高成功率PCR




夏日惠不同，首购有好礼

30% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Tks Gflex™ DNA Polymerase	高成功率PCR酶，可对GC or AT rich模板、长片段、粗提样品等进行扩增，适用于Hot Start PCR	R060A*	250 U	¥ 2,003	¥ 1,402
		R060B (A × 4)	1,000 U	¥ 7,209	¥ 5,046



*说明：首次通过宝日医官网下单购买上表高成功率PCR产品（Code No. R060A），在享受折扣基础上，额外获赠LED小台灯1个，每个ID限领1个。礼品限量100个，以官网下单先后顺序为准。



LED 小台灯

高保真PCR

20% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase	高性价比的基础型高保真PCR酶	R010A	250 U	¥ 751	¥ 601
		R010B (A × 4)	1,000 U	¥ 2,804	¥ 2,243
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	PrimeSTAR系列中反应速度最快&保真性最高	R045A	50 µl 反应 × 100 次	¥ 501	¥ 401
		R045B (A × 4)	50 µl 反应 × 400 次	¥ 1,862	¥ 1,490
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	通用性高，对于追求保真性的长链扩增能够发挥优势	R050A	50 µl 反应 × 200 次	¥ 1,202	¥ 962
		R050B (A × 4)	50 µl 反应 × 800 次	¥ 4,486	¥ 3,589

Premix PCR



夏日惠不同，首购有好礼

20% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0 plus dye)	Plus dye版本，简单方便！	RR901A*	50 µl 反应 × 120 次	¥ 140	¥ 112
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)	可直接进行电泳。适用于常规PCR及菌落PCR	RR902A*	50 µl 反应 × 120 次	¥ 250	¥ 200
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0 plus dye)		RR903A*	50 µl 反应 × 60 次	¥ 440	¥ 352



*说明：首次通过宝日医官网下单购买上表Premix PCR产品（Code No. RR901A/RR902A/RR903A），在享受折扣基础上，额外获赠Timer 1个，每个ID限领1个。礼品限量100个，以官网下单先后顺序为准。



Takara Timer

基本PCR


买 2 赠 1

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa Ex Taq®	具有良好扩增效率和高通用性的畅销款PCR酶	RR001A	250 U	¥ 350	• 买2赠1 •
TaKaRa LA Taq®	适用于扩增长链DNA的PCR酶	RR02MA	125 U	¥ 300	• 买2赠1 •

DNA Markers

买 1 赠 1

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
DL2,000 DNA Marker	3427A	500 µl	¥ 180	• 买1赠1 •
DL5,000 DNA Marker	3428A	500 µl	¥ 240	• 买1赠1 •
100 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3422A	500 µl	¥ 361	• 买1赠1 •



PrimeScript系列反转录&RT-PCR产品

30% OFF ~ 40% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-)	延伸能力强, 可用于较长的cDNA合成	2641A	10,000 U	¥ 401	¥ 241
		2641B (A × 4)	40,000 U	¥ 1,522	¥ 913
PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit	使用PrimeScript II RTase合成本底低、纯度高、完整性好的cDNA	6210A	50 次	¥ 1,372	¥ 823
		6210B (A × 4)	200 次	¥ 4,937	¥ 2,962
PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2	延伸能力强的one step RT-PCR试剂	RR055A	50 次	¥ 1,472	¥ 1,030
		RR055B (A × 4)	200 次	¥ 5,297	¥ 3,708
PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus)	可直接电泳的one step RT-PCR试剂	RR057A	50 次	¥ 1,582	¥ 1,107
		RR057B (A × 4)	200 次	¥ 5,697	¥ 3,988

SMARTer系列高灵敏度cDNA合成产品

20% OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
SMARTer® RACE 5'/3' Kit*	获得5'RACE和3'RACE片段, 品质更高, 价格更低	634858	10 次	¥ 8,143	¥ 6,514
		634859	20 次	¥ 15,472	¥ 12,378

*已包含SeqAmp PCR酶、In-Fusion克隆试剂、感受态细胞和SMART-Scribe反转录酶

高性价比克隆试剂盒

京东卡 + 25% OFF

or 买1赠1

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
In-Fusion® HD Cloning Kit	高效率, 高成功率无缝克隆试剂	639648	10 次	¥ 1,155	¥ 866
		639649	50 次	¥ 5,204	¥ 3,903
		639650	100 次	¥ 9,221	¥ 6,916
pMD™18-T Vector Cloning Kit	带“A”尾的PCR产物进行TA克隆	6011	20 次	¥ 530	• 买1赠1 •
pMD™19-T Vector Cloning Kit		6013	20 次	¥ 530	• 买1赠1 •



促销期购买上表中In-Fusion HD Cloning Kit (Code No. 639648/49/50), 即可获得京东卡。

购买639648, 赠送价值 50 元 京东卡一张

购买639649, 赠送价值 200 元 京东卡一张


购买639650, 赠送价值 400 元 京东卡一张

多买多送, 上不封顶。

活动精简条款与条件请见封底。

QuickCut系列限制酶 目录价200元 / 优惠价170元

- 酶切实验仅需5-30 min
- 酶切后可直接电泳, 操作简便
- Buffer通用, 多酶切可在一个tube中同时完成
- 经Labeled Oligonucleotide Assay (LOA) 检测, 高品质有保障



蛋白质纯化：His-tag蛋白质纯化

20%
OFF

产品名称	概要	Code No.	包装量	瓶装树脂	预装柱	目录价	优惠价
His60 Ni Gravity Columns	重力流镍离子树脂	635657	5 × 1 ml Columns		●	¥ 1,249	¥ 999
His60 Ni Superflow Resin	适用于FPLC的镍离子树脂	635659	10 ml	●		¥ 1,470	¥ 1,176
TALON® Metal Affinity Resin		635660	25 ml	●		¥ 3,350	¥ 2,680
HisTALON™ Gravity Columns	重力流钴离子树脂	635501	10 ml	●		¥ 1,376	¥ 1,101
HisTALON™ Gravity Columns		635655	5 × 1 ml Columns		●	¥ 1,563	¥ 1,250
TALON® Superflow Metal Affinity Resin	适用于FPLC的钴离子树脂	635507	100 ml	●		¥ 12,394	¥ 9,915
HisTALON™ Superflow Cartridges		635670	250 ml	●		¥ 24,828	¥ 19,862
HisTALON™ Superflow Cartridges		635683	1 × 5 ml Column		●	¥ 1,853	¥ 1,482

蛋白质纯化：Capturem新型膜技术

【Capturem™膜技术 vs 传统树脂】



- 结合力高（改造的膜孔内表面积增大，结合能力相当于或高于75 mg/cm²树脂）
- 样品快速流过薄膜膜孔
- 分离纯化时间短，低压下滴落
- 洗涤更彻底，并可实现高浓度洗脱

- 结合力高（表面积大）
- 样品大分子在孔内缓慢扩散
- 分离纯化时间长
- 蛋白质含量低时，洗脱产物需要浓缩处理

* 在Capturem膜上偶联不同的配基，可实现不同的应用。例如蛋白质纯化、抗体纯化以及生物素化物的富集和纯化等。

20%
OFF

产品名称	Code No.	包装量	操作用时	上样量	溶出浓度	收量	目录价	优惠价
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	635710	20 次	5 min	约800 μl	0.3-1 mg/ml	0.1 mg /column	¥ 2,424	¥ 1,939
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	635713	6 次	15 min	约25 ml	1.6-4.5 mg/ml	2.5 mg /column	¥ 3,158	¥ 2,526
Capturem™ His-Tagged Purification 96	635714	1 × 96 well plate	15 min	约1,000 μl	0.3-1 mg/ml	0.1 mg /well	¥ 4,468	¥ 3,574
Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume	635724	4 次	15-30 min	约500 ml	最大2.0 mg/ml	25 mg /unit	¥ 5,202	¥ 4,162
Capturem™ His-Tagged Purification 24-well Plate	635730	1 × 24 well plate	15 min	约4.5 ml	0.8 mg/ml	0.8 mg/well	¥ 4,568	¥ 3,654

蛋白质检测：高性价比的蛋白质定量试剂

20%
OFF


产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa BCA Protein Assay Kit	T9300A	500 次*1 / 2500 次*2	¥ 1,001	¥ 801
TaKaRa Bradford Protein Assay Kit	T9310A	500 次*1 / 2500 次*2	¥ 701	¥ 561

*1: 1 ml反应体系 *2: 200 μl微量反应体系


酵母杂交实验快速工具，好工具好实惠

Takara的两款技术先进型产品：Matchmaker® Gold酵母双杂交系统和Capturem™快速Co-IP Kit，在发挥各自优势的同时又协同互补，为研究蛋白质相互作用提供了文库级别的筛选和快速验证的可靠解决方案。其中，Matchmaker® Gold酵母双杂交系统，配合文库构建系统使用，可以快速完成文库构建并初步筛选出互作蛋白质候选目标；而另一款Co-IP产品采用特别的Capturem™技术，将protein A作为配基固定在膜上，仅通过简单的离心操作就可以在室温下获取蛋白质互作复合物，使互作蛋白质验证实验的效率显著提高。使用以下酵母杂交实验快速工具，可以让您的酵母杂交实验更加简单顺畅，轻松追赶实验进度！


快速构建酵母双杂交文库



Mating方法完成互作蛋白质初步筛选



免疫共沉淀进行互作蛋白质验证



产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System	酵母双杂交系统	630489	each	¥ 11,465	¥ 9,172
Mate & Plate™ Library-Universal Arabidopsis(Normalized)	拟南芥预制文库，省去了繁琐的建库流程，文库菌液可以直接用于mating方法进行筛选。	630487	5 × 1 ml	¥ 14,332	¥ 11,466
Make Your Own "Mate & Plate™" Library System	快速建库试剂盒，简单快速。	630490	5 Rxns	¥ 17,834	¥ 14,267
Yeastmaker™ Yeast Transformation System 2	文库级别酵母菌转化试剂盒，转化效率高。	630439	each	¥ 4,896	¥ 3,917
Yeastmaker™ Carrier DNA		630440	5 × 1 ml	¥ 4,091	¥ 3,273
YPDA Broth		630306	10 × 0.5 L	¥ 1,714	¥ 1,371
YPDA with Agar		630307	10 × 0.5 L	¥ 2,203	¥ 1,762
SD/-Trp Broth		630308	10 × 0.5 L	¥ 1,506	¥ 1,205
SD/-Trp with Agar		630309	10 × 0.5 L	¥ 2,203	¥ 1,762
SD/-Leu Broth	方便包装培养基，已将各组分混合，使用时只需溶解、定容然后灭菌即可，无需称量，节省配制时间。	630310	10 × 0.5 L	¥ 1,506	¥ 1,205
SD/-Leu with Agar		630311	10 × 0.5 L	¥ 2,203	¥ 1,762
SD/-Leu/-Trp Broth		630316	10 × 0.5 L	¥ 1,506	¥ 1,205
SD/-Leu/-Trp with Agar		630317	10 × 0.5 L	¥ 2,203	¥ 1,762
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth		630322	10 × 0.5 L	¥ 1,506	¥ 1,205
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar		630323	10 × 0.5 L	¥ 2,203	¥ 1,762
Aureobasidin A	筛选试剂，Matchmaker® Gold系统的Y2H Gold酵母菌株具有AbA抗生素筛选基因和X-α-Gal蓝白斑筛选基因，可以更方便快速的完成Y2H-bait菌株的自激活检测和双杂交筛选实验。	630466	1 mg	¥ 2,373	¥ 1,898
Aureobasidin A		630499	10 mg	¥ 5,843	¥ 4,674
X-α-Gal		630462	100 mg	¥ 2,694	¥ 2,155
X-α-Gal		630463	250 mg	¥ 4,224	¥ 3,379
Easy Yeast Plasmid Isolation Kit	酵母质粒提取试剂盒，利用酵母裂解酶破碎酵母细胞壁，提取酵母质粒就像提取细菌质粒一样简单。	630467	50 preps	¥ 3,759	¥ 3,007
Matchmaker® Insert Check PCR Mix 2	酵母菌落PCR试剂盒，可直接挑取阳性克隆进行菌落PCR，进行初步确认。	630497	100 Rxns	¥ 1,994	¥ 1,595
Quick & Easy Yeast Transformation Mix	简便&快速酵母转化试剂，无需制备感受态细胞，酿酒酵母菌小规模转化仅需1.5 hr。	631851	20 Rxns	¥ 3,178	¥ 2,542
Capturem™ IP & Co-IP Kit	快速免疫共沉淀试剂盒	635721	12 Rxns	¥ 2,424	¥ 1,939


CRISPR/Cas9基因编辑递送系统

CRISPR/Cas9技术使与基因编辑有关的许多挑战变得简单起来。进行CRISPR/Cas9基因编辑可以使用多种不同的递送方法，包括质粒或mRNA转染，病毒转导或直接递送重组Cas9-sgRNA核糖核蛋白（RNP）复合物等。而有效的基因修饰依赖于Cas9核酸内切酶和单向导RNA（sgRNA）向目标细胞的成功递送。正所谓选对递送系统，研究事半功倍！

RNP介导的基因编辑系统

直接使用Cas9蛋白质和单向导RNA组成的核糖核蛋白（RNP）复合物进行基因编辑。

- 不使用Cas9基因，从而有效抑制由于基因残留使Cas9持续表达造成的脱靶现象
- 不需要考虑每个靶向生物的启动子和密码子，可以控制导入的Cas9蛋白质的量
- 不存在由于蛋白质转录、翻译表达所引起的时间滞后，可实现快速有效的突变导入



高荧光亮度质粒载体系统

携带荧光标记的质粒载体系统，使细胞转染效率监测、细胞富集/分选变得更为简单！

- 单质粒系统，实现sgRNA、Cas9与荧光蛋白质(ZsGreen1或tdTomato)标记同时表达
- tdTomato和ZsGreen1非常明亮，分别比EGFP明亮6×和2.5×，便于监测转染效率和/或富集/分离转染细胞
- 只需准备表达sgRNA的oligo DNA，是简便、快速的一体化表达系统

重组腺相关病毒（AAV）介导的基因编辑系统

使用AAV载体导入Cas9和sgRNA，适用于难转染细胞Cas9/sgrNA复合物导入。

- AAV的不整合特性避免了Cas9持续性表达，减小了细胞毒性和脱靶效应
- 提供携带SpCas9（酿脓链球菌来源）的双载体系统和携带SaCas9（金黄色酿脓葡萄球菌来源）单载体系统
- 一体化系统，包含了制备CRISPR/Cas9 AAV病毒粒子所需要的全部组份

				15% 单件OFF	20% ≥两件OFF
产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价	优惠价
RNP介导的基因编辑系统					
Guide-it sgRNA In Vitro Transcription Kit	632635	50 Rxns	¥ 8,771	¥ 7,455	¥ 7,017
Guide-it Complete sgRNA Screening System	632636	50 Rxns	¥ 10,701	¥ 9,096	¥ 8,561
Guide-it sgRNA Screening Kit	632639	50 Rxns	¥ 4,363	¥ 3,709	¥ 3,490
Guide-it Recombinant Cas9 (3×100 μg)	632640	3×100 μg	¥ 6,209	¥ 5,278	¥ 4,967
Guide-it Recombinant Cas9 (100 μg)	632641	100 μg	¥ 2,450	¥ 2,083	¥ 1,960
高荧光亮度质粒载体系统					
Guide-it CRISPR/Cas9 System (Green)	632601	1 System	¥ 4,489	¥ 3,816	¥ 3,591
Guide-it CRISPR/Cas9 System (Red)	632602	1 System	¥ 4,489	¥ 3,816	¥ 3,591
重组腺相关病毒（AAV）介导的基因编辑系统					
AAVpro CRISPR/Cas9 Helper Free System (AAV2)	632608	1 System	¥ 10,846	¥ 9,219	¥ 8,677
AAVpro CRISPR/SaCas9 Helper Free System (AAV2)	632619	1 System	¥ 10,643	¥ 9,047	¥ 8,514
AAVpro Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2	6233	100 次	¥ 5,007	¥ 4,256	¥ 4,006
AAVpro Purification Kit Maxi(All Serotypes)	6666	1 Kit	¥ 6,134	¥ 5,214	¥ 4,907

订购说明：订购单件产品享受15%OFF优惠价；同一客户同一订单订购两件及以上产品方可享受20%OFF优惠价，相同品目或者不同品目均可。

如何监测移植到模式动物中的人类细胞？

小鼠、大鼠、猴子等都是常用的模式动物。实际研究中，研究者通常会将人类细胞移植到模式动物体内，通过观察这些人类细胞在动物体内的存活、生长、分化、迁移等情况，为人类生命活动的研究提供参考。

Cellartis STEM系列抗体可以示踪这些移植到模式动物体内的人类细胞。

- **STEM101 (Y40400)**，对人类细胞核内Ku80蛋白质特异反应，用于标记移植的人细胞核。
- **STEM121 (Y40410)**，对人类脑、肝脏、胰腺等组织来源的细胞中的某个细胞质蛋白质特异反应，用于标记移植的人细胞质。
- **STEM123 (Y40420)**，对人类细胞骨架GFAP（星型胶质细胞标志）特异反应，用于标记人类神经分化情况。

20% OFF 单件
25% OFF ≥两件

品牌	产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价	优惠价
Cellartis	STEM101	Y40400	50 μg	¥ 1,871	¥ 1,497	¥ 1,403
Cellartis	STEM121	Y40410	50 μg	¥ 1,871	¥ 1,497	¥ 1,403
Cellartis	STEM123	Y40420	50 μg	¥ 1,871	¥ 1,497	¥ 1,403

订购说明：订购单件产品享受20%OFF优惠价格；同一客户同一订单订购两件及以上产品方可享受25%OFF优惠价格，相同品目或者不同品目均可。

· 赠送京东卡活动精简条款与条件 ·

- 1) 兑奖对象：赠送京东卡活动（P4）只针对购买指定产品的用户。
- 2) 兑奖日期：赠送京东卡活动（P4）截止到2020年8月1日。请在兑奖日期前联系当地代理商并提供相应兑奖凭证。
- 3) 兑奖凭证：请联系当地Takara代理商，提供客户信息和购买发票复印件（发票日期：2020年6月1日-2020年7月31日）。客户提供的信息将仅用于此次兑奖活动。您已确认Takara在用于此次兑奖活动前，已向您明示使用信息的目的、方式和范围，并取得了您的同意。
- 4) 礼品发放：信息核对无误后，根据客户预留的联络信息，由代理商送至兑奖用户处。
- 5) 礼品签收：请在收到礼品时签署“礼品签收回执单”，签收人与礼品申请人需保持一致，并保证身份的真实有效性。
- 6) 此促销活动仅针对中国大陆的合格企事业单位用户。兑换赠品或参加此活动即表示您已确认自己受雇佣单位指派领取礼品，应Takara要求应当提供雇佣单位指派的相关授权文件，同时未因雇佣、合约、法律规范或其他因素之限制而不得收受来自于Takara的礼品。若法律法规或机关/机构政策限制时，优惠自行无效。
- 7) 礼品应用于实验室工作和建设。
- 8) 礼品图片版权归各品牌厂商所有。
- 9) 经销商不得参加本次赠卡活动，也不应通过其关联公司参加本次活动。
- 10) 礼品发放前需要核实客户无超账期欠款，促销期结束后一个月内结清超期欠款后方可发放。
- 11) 上述Takara指宝日医生物技术（北京）有限公司。
- 12) 本活动最终解释权归宝日医生物技术（北京）有限公司所有。

- 本宣传页上登载的制品，都是以科研为目的。请不要用于其它方面，如：不要用于人、动物的临床诊断和治疗。也不能用于食品、化妆品及家庭用品等方面。
- 未经本公司许可，严禁产品的转售·转让、以转售·转让为目的的产品更改、以及用于商品的制造。
- 专利许可信息请在本公司网站上确认：<https://www.takarabiomed.com.cn/>。
- 本宣传页上登载的公司名称及制品名称即使没有特殊标注，使用的也是各公司的商标或注册商标。
- 本宣传页仅限于中国大陆地区客户使用，其他地区客户请咨询当地代理商。
- 本宣传页上记载的产品信息是2020年6月1日的信息，最新信息请参考公司官网。

Ver.1 2020年6月印刷 20K