

# 丰富的PCR解决方案

## 高成功率PCR

秋促期间每购买一个R060A Tks Gflex™ DNA Polymerase, 即送50元京东卡。多买多送, 上不封顶。

活动精简条款与条件请见封底。

30% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Tks Gflex™ DNA Polymerase	高成功率PCR酶, 可对GC or AT rich模板、长片段、粗提样品等进行扩增, 适用于Hot Start PCR	R060A	250 U	¥2,003	¥1,402
		R060B (A × 4)	1,000 U	¥7,209	¥5,046
Tks Gflex™ DNA Polymerase Low DNA	预混型PCR酶, 采用Takara特别研发的精制技术及DNA失活技术, 可很好地抑制制品中大肠杆菌来源的DNA和环境中混入的DNA污染, 适用于Hot Start PCR	R091A	20 µl 反应 × 100 次	¥1,351	-



## 高保真PCR

秋促期间每购买一个R051A PrimeSTAR® GXL Premix, 即送50元京东卡; 每购买一个R051B

PrimeSTAR® GXL Premix, 即送200元京东卡。多买多送, 上不封顶。活动精简条款与条件请见封底。

15-25% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase	高性价比的基础型高保真PCR酶	R010A	250 U	¥751	¥601
		R010B (A × 4)	1,000 U	¥2,804	¥2,243
PrimeSTAR® HS (Premix)	Premix版本, 操作更便捷	R040A	50 µl 反应 × 100 次	¥501	¥401
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase with GC Buffer	GC rich基因高保真扩增PCR酶	R044A	250 U	¥751	¥601
		R044B (A × 4)	1,000 U	¥2,804	¥2,243
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	PrimeSTAR系列中反应速度最快&保真性最高	R045A	50 µl 反应 × 100 次	¥501	¥401
		R045B (A × 4)	50 µl 反应 × 400 次	¥1,862	¥1,490
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	通用性高, 对于追求保真性的长链扩增能够发挥优势	R050A	50 µl 反应 × 200 次	¥1,202	¥962
		R050B (A × 4)	50 µl 反应 × 800 次	¥4,486	¥3,589
PrimeSTAR® GXL Premix	与PrimeSTAR GXL性能相当的Premix型产品	R051A	50 µl 反应 × 200 次	¥2,604	¥2,213
		R051B (A × 4)	50 µl 反应 × 800 次	¥9,813	¥8,341
Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®	高保真PCR扩增产物的TA克隆专用试剂	6019	20 次	¥901	-



说明: PrimeSTAR系列PCR酶均添加常温下能抑制DNA聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性的单克隆抗体, 适用于Hot Start PCR。

## Premix PCR (plus dye可直接电泳)

20% off

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0)	基础型Taq酶的Premix版本, 操作更便捷	R004A	50 µl 反应 × 120 次	¥120	¥96
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0)	畅销款Ex Taq酶的Premix版本, 具有高灵敏度、高扩增量及高通用性的PCR酶	RR003A	50 µl 反应 × 120 次	¥230	¥184
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0)	LA Taq酶的Premix版本, 适用于长链DNA扩增	RR900A	50 µl 反应 × 60 次	¥401	¥321
Premix Taq™ (TaKaRa Taq™ Version 2.0 plus dye)	Plus dye版本, 简单方便! 可直接进行电泳。适用于常规PCR及菌落PCR	RR901A	50 µl 反应 × 120 次	¥140	¥112
Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)		RR902A	50 µl 反应 × 120 次	¥250	¥200
Premix Taq™ (LA Taq™ Version 2.0 plus dye)		RR903A	50 µl 反应 × 60 次	¥440	¥352
Premix Taq™ Hot Start Version	Premix型基础款PCR酶的Hot Start版本, 高效抑制非特异性扩增	R028A	50 µl 反应 × 100 次	¥300	¥240
Premix Ex Taq™ Hot Start Version		RR030A	50 µl 反应 × 100 次	¥401	¥321

# 丰富的PCR解决方案

## 基本PCR

20-30% off 或 买2赠1

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价	优惠价
TaKaRa Taq™	基础型PCR酶, 高性价比	R001A	250 U	¥ 120	¥ 84
		R001B	1,000 U	¥ 461	¥ 323
		R001C (B × 3)	3,000 U	¥ 1,354	¥ 948
		R001AM	250 U	¥ 120	¥ 84
		R001BM (AM × 4)	1,000 U	¥ 461	¥ 323
		R001CM (AM × 12)	3,000 U	¥ 1,354	¥ 948
		R500A	250 U	¥ 75	¥ 53
		R500AM	250 U	¥ 75	¥ 53
		R500Z	10,000 U	¥ 1,602	¥ 1,121
TaKaRa Taq™ Hot Start Version	基础型PCR酶的Hot Start版本	R007A	250 U	¥ 350	¥ 245
		R007B (A × 4)	1,000 U	¥ 1,272	¥ 890
TaKaRa Ex Taq®	具有良好扩增效率和高通用性的畅销款PCR酶	RR001A 给力促销	250 U	¥ 350	买2赠1
		RR001B	1,000 U	¥ 1,272	¥ 1,018
		RR001C (B × 3)	3,000 U	¥ 3,505	¥ 2,804
		RR01AM	250 U	¥ 350	¥ 280
		RR01BM (AM × 4)	1,000 U	¥ 1,272	¥ 1,018
		RR01CM (AM × 12)	3,000 U	¥ 3,550	¥ 2,840
		RR53A	250 U	¥ 281	¥ 225
		RR53AM	250 U	¥ 281	¥ 225
TaKaRa Ex Taq® Hot Start Version	畅销款PCR酶的Hot Start版本	RR006A	250 U	¥ 550	¥ 440
		RR006B (A × 4)	1,000 U	¥ 1,983	¥ 1,586
TaKaRa LA Taq®	适用于扩增长链DNA的PCR酶	RR02MA 给力促销	125 U	¥ 300	买2赠1
		RR02MB (A × 4)	500 U	¥ 1,082	¥ 866
		RR002A	125 U	¥ 300	¥ 240
		RR002B (A × 4)	500 U	¥ 1,082	¥ 866
		RR52A	125 U	¥ 250	¥ 200
		RR52AM	125 U	¥ 250	¥ 200
TaKaRa LA Taq® with GC Buffer	推荐用于扩增具有复杂的二级结构 (GC rich等) 的模板或具有重复序列的模板时使用	RR02AG	125 U	¥ 401	¥ 321
		RR02BG (AG × 4)	500 U	¥ 1,452	¥ 1,162
		RR52AG	125 U	¥ 350	¥ 280
TaKaRa LA Taq® Hot Start Version	适用于长链DNA扩增的Hot Start版本PCR酶	RR042A	125 U	¥ 501	¥ 401
		RR042B (A × 4)	500 U	¥ 1,852	¥ 1,482

## 直接PCR

产品名称	概要	Code No.	包装量	目录价
MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3	无需提取DNA、直接进行PCR	R076A	250 U	¥ 1,102
		R076B (A × 4)	1,000 U	¥ 3,955
MightyPrep reagent for DNA	粗提裂解液制备试剂, 配合MightyAmp或Tks Gflex可高成功率地获取PCR扩增产物, 得到的DNA提取液可进行多次实验	9182	20 ml	¥ 501
Lysis Buffer for PCR		9170A	20 ml	¥ 501

# 丰富的PCR解决方案

## 新品大赏 NEW

### Prelude™ PreAmp Master Mix (无偏差预扩增试剂)

- 可以对有限或低质量样本（如FFPE、外泌体或液体活检）进行**目标特异性预扩增**，有助于增加特定下游靶序列的cDNA或gDNA的起始量
- 高灵敏度，最低10 pg样本起始，**预扩增偏差性较小**
- 可用于下游qPCR、SNP基因分型或TE NGS等分析，**Premix型试剂**，操作方便

产品名称	Code No.	包装量	目录价
Prelude™ PreAmp Master Mix	638542	10 Rxns	¥ 1,616
	638541	40 Rxns	¥ 5,876



\*秋促期间每购买一个638542 Prelude™ PreAmp Master Mix，即送商务旅行背包一个。

### SuperPlex™ Premix (更快速的多重PCR预混型试剂)

- 收量高、扩增均一性好
- 反应速度快（18 min 30 sec可完成20重PCR扩增）
- Premix型试剂，使用方便
- 添加抗体，适用于热启动PCR

产品名称	Code No.	包装量	目录价
SuperPlex™ Premix	638543	200 Rxns	¥ 3,815
	638544	1,000 Rxns	¥ 15,186



\*秋促期间每购买一个638543 SuperPlex™ Premix，即送商务旅行背包一个。

活动精简条款与条件请见封底。

Takara Marker, Make a success!



40% off

或

买1赠1

## DL系列DNA Markers

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
DL2,000 DNA Marker  TOP 1	3427A	500 µl	¥ 180	买1赠1
DL5,000 DNA Marker  TOP 2	3428A	500 µl	¥ 240	买1赠1
DL15,000 DNA Marker	3582A	500 µl	¥ 180	¥ 108
DL10,000 DNA Marker	3584A	500 µl	¥ 200	¥ 120
DL500 DNA Marker	3590A	500 µl	¥ 180	¥ 108
DL1,000 DNA Marker	3591A	500 µl	¥ 180	¥ 108

## DNA Ladder系列DNA Markers

产品名称	Code No.	包装量	目录价	优惠价
20 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3420A	500 µl	¥ 180	¥ 108
50 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3421A	500 µl	¥ 361	¥ 217
100 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3422A	500 µl	¥ 361	买1赠1
200 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3423A	500 µl	¥ 320	¥ 192
250 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3424A	500 µl	¥ 180	¥ 108
500 bp DNA Ladder (Dye Plus)	3425A	500 µl	¥ 320	¥ 192
1 kb DNA Ladder (Dye Plus)	3426A	500 µl	¥ 180	¥ 108

畅销款DNA Marker系列，产品种类丰富，品质卓越

### DL系列DNA Markers电泳示意图

